

Les meilleures offres des plus grandes marques

**FAUST**<sup>+</sup>



Prix valables jusqu'au 31.05.2024

**NOUVEAU chez VDC FAUST SA!**  
**Binder Walk-in-Chambers, Page 9**



**BINDER**  
Best conditions for your success



**Motic - la microscopie à un niveau élevé ! Page 7**

## Les meilleurs agitateurs en Top Offre !



### Agitateur magnétique LLG RCT standard 2.0

La prochaine génération du top-seller IKA/LLG-Labware LLG-RCT Standard. Nouveau design, nouvelles fonctions ! Qualité éprouvée et fiable !

#### Contenu de la livraison:

+ Agitateur magnétique, sonde de température PT1000, tournevis, capot de protection, câble d'alimentation C16 (H11)

**40% Rabais**

Description	Capacité d'agitation par poste l	Vitesse min-1	Surface de pose Ø mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Agitateur magnétique LLG RCT standard 2.0	20	50 ... 1500	135	1	6.320 401	<del>949.00</del>	569.40



### Agitateur magnétique chauffant Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+

La série Hei-PLATE Mix'n'Heat Core avec chauffage se compose des modèles Hei-PLATE Mix'n'Heat Core, Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ et Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ (135 mm).

**10 ans de garantie** : programme de durabilité Trade-in : en collaboration avec Heidolph, vous pouvez gérer l'achat, l'enregistrement (possible au courant de la première année suivant l'achat) et le retour de votre appareil. Nous vous garantissons ainsi un suivi optimal de votre produit et coordonnons le processus entier.

#### Avantages d'un enregistrement :

- + Pas de coûts pour des pièces de rechange
- + Réparation prioritaire en cas de panne
- + Mises à jour gratuites du logiciel (le cas échéant)
- + Programme de durabilité Trade-in : recyclage facile de votre appareil après 10 ans

**40% Rabais**

Type	Ø Plage de travail mm	Nombre de points d'agitation	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+	145	1	1	4684888	<del>1180.00</del>	708.00
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+	135	1	1	4684889	<del>1180.00</del>	708.00



### Agitateur vortex numérique LLG-uniTEXER 4

Agitateur vortex compact avec moteur sans balais et réglage de la vitesse en continu jusqu'à 4200 tr/min pour des résultats de mélange optimaux. L'affichage numérique indique alternativement la vitesse et le temps réglés.

#### Caractéristiques:

- + Mode Impulsions programmable
- + Interrupteur à 3 voies (on/off/impulsion)
- + Minuterie réglable de 1 min à 999 min

**Contenu de la livraison** : Agitateur vortex, accessoire pour tube de centrifugation, accessoire pour disque, bloc d'alimentation



**50% Rabais**

Type	Vitesse min. tr/min.	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
LLG-uniTEXER 4	300	1	6263500	<del>397.80</del>	198.90

## Les couleurs facilitent le travail quotidien !

### Rubans de marquage LLG

Pour l'étiquetage et servir de code couleurs pour tubes et ustensiles de laboratoire. Solides et durables. Résistants à l'eau. Peuvent supporter des températures de -23 °C à 121 °C. On peut facilement écrire sur les rubans et les enlever sans laisser de traces. Rouleaux de 12,7 m.

Largeur mm	Couleur	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
12.7	3 bleus, 3 verts, 3 orange, 3 rouges, 5 blancs, 4 jaunes, 3 roses	24	4663408	<del>110.00</del>	60.50
19.0	2 bleus, 2 verts, 2 orange, 2 rouges, 4 blancs, 2 jaunes, 2 roses	16	4663416	<del>118.40</del>	65.10
25.4	1 bleu, 2 verts, 1 orange, 2 rouges, 2 blancs, 2 jaunes, 2 roses	12	4663424	<del>142.80</del>	78.55



**45% Rabais**

### Pissette de sécurité anti gouttes LLG, LDPE

Pissettes bon marchés et rapidement livrables chez VDC-Faust SA

#### Caractéristiques:

- + Fabriquée à partir de LDPE avec impression de sécurité sur la pissette, conformément au règlement CE n° 1272/2008 (SGH)
- + Code couleur pour une identification simple et rapide du contenu du flacon
- + Tube de distribution spécialement conçu pour optimiser le reflux du liquide
- + Quasiment pas de turbulences grâce à l'absence d'un insert de pulvérisation et au moulage intérieur
- + Nom de la solution chimique et textes d'avertissement en allemand, anglais, français et espagnol

Texte imprimé	Vol. nom. ml	Couleur	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Aceton	500	rot	1	9223504	<del>7.55</del>	4.15
Destilliertes Wasser	500	blau	1	9223505	<del>7.55</del>	4.15
Ethanol	500	grün	1	9223506	<del>7.55</del>	4.15
Isopropanol	500	gelb	1	9223507	<del>7.55</del>	4.15
Methanol	500	orange	1	9223508	<del>7.55</del>	4.15



**45% Rabais**

### Bonbonne LLG en HDPE à col étroit avec robinet

Bonbonne LLG avec poignée et robinet 3/4".

#### Caractéristiques:

- + Fourni avec tube fileté et vanne de vidange. Convient pour la nourriture
- + Très solide pour une utilisation prolongée dans le temps.
- + Couvercle avec joint, peut être fixé à la bouteille.
- + Les bonbonnes peuvent être utilisées à des températures allant de -40 °C à +80 °C.
- + A n'utiliser qu'en position verticale

Volume l	Dimension Ø mm	Hauteur mm	Neck int. Ø mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
5	160	350	62	1	9139933	<del>45.50</del>	22.75
10	210	430	62	1	9139934	<del>58.10</del>	29.05
25	270	570	97	1	9139935	<del>104.00</del>	52.00
50	350	690	97	1	9139936	<del>169.30</del>	84.65



**50% Rabais**

**Votre sécurité est importante pour nous !**



**35% Rabais**

## Gants à usage unique LLG ergo, nitrile, non poudrés

Gant de protection, à usage unique, en nitrile, combinant le confort de port, la sensation tactile élevée du latex à la fonction protectrice du nitrile. Aucun risque d'allergie !

- + Cat. III contre les risques chimiques faibles. AQL 1,5.
- + Exempt de phtalates/plastifiants et de protéines de latex allergènes
- + Fin - très confortable à porter ! épaisseur mesurée deux fois : 0,12 mm

Taille	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
XS	200	9006370	<del>17.90</del>	11.65
S	200	9006371	<del>17.90</del>	11.65
M	200	9006372	<del>17.90</del>	11.65
L	200	9006373	<del>17.90</del>	11.65
XL	180	9006374	<del>17.90</del>	11.65



**50% Rabais**

## Gants à usage unique LLG standard long, nitrile, non poudrés

Gant protecteur à usage unique en nitrile combinant bon confort de port et protection chimique élevée - autrement dit les gants standard pour le laboratoire.

- + Cat. III contre les risques chimiques faibles. AQL 1,5.
- + Exempt de phtalates/plastifiants et de protéines de latex allergènes.
- + **300 mm de long pour protéger l'avant-bras**

Taille	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
S	100	6270366	<del>35.00</del>	17.50
M	100	6270367	<del>35.00</del>	17.50
L	100	6270368	<del>35.00</del>	17.50
XL	90	6270369	<del>35.00</del>	17.50



**50% Rabais**

## Gants à usage unique LLG strong, nitrile, non poudrés

Gant protecteur à usage unique en nitrile avec une épaisseur particulièrement importante pour une résistance chimique longue durée.

- + Cat. III contre les risques chimiques faibles. AQL 1,5.
- + Exempt de phtalates/plastifiants et de protéines de latex allergènes.
- + Épaisseur mesurée deux fois : 0,22 mm

Taille	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
S	100	9.006 379	<del>25.00</del>	12.50
M	100	9.006 380	<del>25.00</del>	12.50
L	100	9.006 381	<del>25.00</del>	12.50
XL	90	9.006 382	<del>25.00</del>	12.50



**50% Rabais**

## Gants à usage unique LLG classic, latex

Les gants parfaits pour toutes les applications qui exigent une sensibilité tactile élevée. Particulièrement respectueux de la peau

- + Catégorie III, faible résistance chimique. AQL 1,5
- + Sans thiurame, diminuent le risque d'eczéma de contact

Taille	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
S	100	9006383	<del>16.30</del>	8.15
M	100	9006384	<del>16.30</del>	8.15
L	100	9006385	<del>16.30</del>	8.15
XL	90	9006386	<del>16.30</del>	8.15

## La verrerie pour votre laboratoire - indispensable !

### Flacon de laboratoire, en verre borosilicaté 3.3, GL 45

Selon DIN 168 - 1. EN ISO 4796-1. Avec graduations, bague anti-goutte, bouchon à vis en PP avec filetage ISO.

Capacité ml	Ø ext. mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
100	100	10	9072331	<del>31.10</del>	17.10
250	138	10	9072332	<del>35.50</del>	19.55
500	176	10	9072334	<del>48.00</del>	26.40
1000	225	10	9072335	<del>71.30</del>	39.20
2000	260	10	9072336	<del>152.70</del>	84.00
5000	330	1	9072337	<del>101.20</del>	55.65
10000	410	1	9072338	<del>162.40</del>	89.30



**45% Rabais**

### Bécher, en verre borosilicaté 3.3, forme haute

DIN 12331, ISO 3819. Avec bec verseur. A partir de 50 ml, avec graduations

Volume nom. ml	Ø mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
25	30	10	9013924	<del>34.70</del>	19.10
50	38	10	9013925	<del>26.60</del>	14.65
100	48	10	9013920	<del>29.30</del>	16.10
150	54	10	9013921	<del>32.40</del>	17.80
250	60	10	9013922	<del>30.90</del>	17.00
400	70	10	9013923	<del>32.40</del>	17.80
600	80	10	9013930	<del>42.70</del>	23.50
800	90	10	9013931	<del>60.10</del>	33.05
1000	95	10	9013932	<del>68.70</del>	37.80
2000	120	10	6270117	<del>121.70</del>	66.95
3000	135	1	6313628	<del>36.10</del>	19.85




**45% Rabais**

### Bécher, en verre borosilicaté 3.3, forme basse

DIN 12331, ISO 3819, Avec bec verseur. A partir de 25 ml, avec graduations

Volume nom. ml	Ø mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
5	22	10	9013905	<del>37.90</del>	20.85
10	26	10	9013906	<del>42.70</del>	23.50
25	34	10	9013900	<del>36.20</del>	19.90
50	42	10	9013901	<del>34.70</del>	19.10
100	50	10	9013902	<del>24.90</del>	13.70
150	60	10	9013903	<del>25.40</del>	13.95
250	70	10	9013904	<del>27.60</del>	15.20
400	80	10	9013910	<del>34.10</del>	18.75
600	90	10	9013911	<del>41.20</del>	22.65
800	100	10	9013912	<del>56.30</del>	30.95
1000	105	10	9013913	<del>60.10</del>	33.05
2000	132	10	6270091	<del>86.10</del>	47.35



**45% Rabais**

## Accessoires de microscopie indispensables !



### Lame de microscope adhésive SuperFrost® Plus

Taille 75 x 25 x 1,0 mm. Bords dépolis à 90°, zone de marquage blanche SuperFrost. Une nouvelle méthode d'application permet une surface de lame avec une charge positive permanente. L'attraction électrostatique lie des sections tissulaires fraîchement congelées et les préparatifs de cytologie. Egalement disponible avec zone de marquage SuperFrost bleue, jaune, rose ou verte.

**45% Rabais**

Type	Couleur	Bords	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
SuperFrost® Plus	Blanc sur transparent	Rodé 90°	72	9161155	<del>33.90</del>	18.65
SuperFrost® Plus	Blanc sur transparent	Rodé 90°	72	6700125	<del>105.60</del>	58.10



### Lames de microscope

Conformément à la norme ISO 8037/1. Lavée, polie, dégraissée avec bord brut ou rodé. Epaisseur d'environ 1 mm. Dimensions de 76 x 26 mm. Egalement disponible avec surface dépolie large de 20 mm.

**45% Rabais**

Zone d'inscription	Couleur	Bords	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Sans	Blanc	Coupé	50	9161110	<del>3.70</del>	2.05
Mat/Unilatéral	Blanc	Coupé	50	9161145	<del>4.70</del>	2.60
Sans	Blanc	Rodé 45°	50	9161120	<del>6.10</del>	3.35



### Kit de nettoyage pour microscopie



**Contenu de la livraison :** 1 soufflet, liquide de nettoyage, chiffon de nettoyage, brosse refermable.

Les microscopes de Motic sont simples d'utilisation et offrent un rapport qualité-prix remarquable. VDC-Faust propose la gamme entière des produits Motic et vous conseille avec plaisir sur place.

**45% Rabais**

Type	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Kit de nettoyage pour microscope	1	6280087	<del>40.00</del>	22.00

### Boîte de stockage à code couleur, pour lames de microscope

A code couleur pour une identification facile. Parfaites pour le transport ou le stockage de lames de taille standard (76 x 26 mm). Doublage en liège. Empilables. Chaque boîte de 100 est sécurisée avec un fermoir et des charnières résistant à la rouille. La boîte de 50 est sécurisée par un levier de verrouillage. Chaque fente est numérotée, en parallèle avec une feuille d'inventaire placée à l'intérieur du couvercle de la boîte.



**50% Rabais**

Nombre de lames	Couleur	Dimensions (l x p x h) mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
100	Rouge	08 x 175 x 34	12	6322215	<del>136.20</del>	68.10
100	Vert	08 x 175 x 34	12	6322214	<del>136.20</del>	68.10
100	Bleu	08 x 175 x 34	12	6322213	<del>136.20</del>	68.10
100	Blanc	08 x 175 x 34	12	6322217	<del>136.20</del>	68.10
100	Jaune	08 x 175 x 34	12	6322216	<del>136.20</del>	68.10
100	Noir	08 x 175 x 34	12	6322218	<del>136.20</del>	68.10

**Motic- le standard de microscopie le plus élevé !**

**Motic**®

**Microscope inversé pour culture cellulaire AE 2000**

Microscope classique pour la culture cellulaire pour les travaux quotidiens au laboratoire.

**Caractéristiques:**

- + Tête binoculaire à 45° avec phototube. Ecartement inter pupillaire réglable de 55-75 mm
- + Oculaires grand champ 10x/20 mm avec corrections dioptriques
- + Barillet revolver à rotation arrière pour 4 objectifs. Objectifs à optique à l'infini CCIS Plan Achromatique 4x, contraste de phase 10x (Ph1), longue distance x20 contraste de phase (Ph2) et x40 longue distance
- + Platine métallique 200x239 mm avec insert en verre
- + Condenseur Ouverture 0.3 avec anneaux de phase 1 et 2
- + Source lumineuse 30 W halogène réglage en intensité avec mise en veille
- + Alimentation universelle 100-240 V
- + **Contenu de livraison:** Fournis avec filtre bleu 45 mm, filtre vert et filtre neutre de densité, support pour filtre, télescope de centrage, outils, housse de protection et cordon d'alimentation.

Type	Description	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
AE2000	Binoculaire	1	9727030	<del>3'805.00</del>	2'473.25
AE2000	Trinoculaire	1	9727031	<del>4'386.00</del>	2'850.90



**35% Rabais**

**Microscope de laboratoire BA210E, pour enseignement et travaux de routine**

Compact et robuste, le BA210E est parfaitement adapté aux exigences des grandes écoles et des universités ainsi qu'aux facultés de médecine.

**Caractéristiques:**

- + Tube de type Siedentopf, binoculaire / phototube 30°, SFZ20. Distance entre les yeux 55-75 mm
- + Oculaires grand champ pour porteurs de lunettes N-WF 10X/20 mm, œillets inclus
- + Compensation dioptrique sur les deux oculaires
- + Tourelle porte-objectifs 4x, orientée vers l'arrière. Objectifs CCIS EC Plan 4x, 10x, 40x S, 100x S-Oil
- + Platine intégrée avec commande coaxiale sans crémaillère (utilisation droitier-manuel)
- + Condenseur d'Abbe N.A. 1.25 focalisable avec diaphragme à iris et fente coulissant
- + Éclairage halogène (6 V / 30 W) et éclairage LED (3 W) réglables. Bloc d'alimentation universel 100-240V, fiche VDE (CE)

Type	Description	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
BA210E	Binoculaire	1	9727061	<del>1'640.00</del>	1'066.00
BA210E	Trinoculaire	1	9727062	<del>1'980.00</del>	1'287.00

**Motic**®



**35% Rabais**

**Huile d'immersion**

Huiles bon marchés chez VDC-Faust SA.

**Caractéristiques:**

- + Indice de réfraction élevé pour une utilisation avec des objectifs à immersion dans l'huile

Type	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Huile d'immersion, 5 ml	1	6283838	<del>12.40</del>	8.05

**Motic**®



**35% Rabais**

## Centrifuger avec LLG - simplement sûr !



### Mini centrifugeuses LLG-uniCFUGE 2, LLG-uniCFUGE 2/5 et LLG-uniCFUGE 3 pro

Mini-centrifugeuses compactes et économiques avec différents rotors. Ces mini-centrifugeuses compactes offrent à la fois polyvalence, simplicité, sécurité et facilité d'utilisation en un seul paquet. Vitesse réglable. Moteur puissant pour un démarrage rapide.

+ **LLG-uniCFUGE 2** avec rotor universel pour 6 tubes 1,5/2,0 ml et 6 tubes 0,5 ml et 2 barrettes PCR de 8 x 0,2 ml.

+ **LLG-uniCFUGE 2/5** avec rotor pour 4 tubes de 5 ml.

+ **LLG-uniCFUGE 3 pro** avec rotor pour 8 tubes 1.5/2ml, rotor pour 16 tubes PCR 0.2 ml, adaptateur pour 8 tubes 0.2/0.5 ml, adaptateur secteur /24 V, 1.5 A)

Type	RCF max.	Vitesse max. min <sup>-1</sup>	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
LLG-uniCFUGE 2 avec rotor universel	1200 x g et 2000 x g	4000 et 6000	1	6263510	<del>214.20</del>	128.50
LLG-uniCFUGE 2/5 avec rotor pour tubes de 5 ml	1200 x g et 2000 x g	4000 et 6000	1	6263515	<del>214.20</del>	128.50
LLG-uniCFUGE 3 pro	1200 x g	1000 - 6000	1	6263522	<del>372.30</del>	223.40

**40% Rabais**

### Rotors pour LLG-uniCFUGE 3 pro

Type	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Rotor pour 8 tubes 1.5/2ml	1	6263523	<del>13.10</del>	7.85
Rotor pour 16 tubes PCR 0.2 ml	1	6263524	<del>11.70</del>	7.00

**40% Rabais**

### Microtubes à centrifuger LLG, en PP, avec bouchon Safe-Lock



Les microtubes à centrifuger LLG sont polyvalents et conviennent aux applications générales de laboratoire, telles que l'incubation, la centrifugation et le stockage des échantillons. Avec un couvercle étanche Safe-Lock qui empêche l'ouverture involontaire du couvercle pendant la centrifugation.

#### Caractéristiques:

- + Surface d'inscription mate sur le couvercle
- + La membrane du couvercle peut être facilement percée
- + Ouverture et fermeture faciles d'une seule main
- + Lignes de graduation pour un contrôle visuel du volume

Volume ml	Description	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
1.5	conique	1000	6.490 852	<del>48.00</del>	28.80
2.0	rond	1000	6.490 853	<del>69.00</del>	41.40

**40% Rabais**



## BINDER – la marque pour les exigences de précision les plus élevées !



### Chambres climatiques accessibles pour stockage et tests de stabilité

Les enceintes accessibles offrent un large éventail de caractéristiques et d'avantages pour satisfaire parfaitement les besoins des tests de stabilité. Les conditions de test parfaites sont maintenues dans une large gamme de températures allant de 10°C à 50°C et une humidité relative de 20% à 90% HR.

#### Caractéristiques:

- + Environnement stable et homogène
- + Satisfait les réglementations pharmaceutiques (ICH) sur l'équipement
- + Longue durée de vie - Résistance à la corrosion
- + Facilité d'utilisation
- + Réfrigérant respectueux de l'environnement avec une valeur GWP de 547
- + Entretien possible avec le moins de Perturbations possibles pour la climatisation
- + Satisfait parfaitement les exigences de l'industrie pharmaceutique
- + Garantie 3 ans



**sur demande !**



### Armoires à climat constant série KBF-S ECO Solid.Line

Armoires à climat constant pour les tests de longue durée et les tests accélérés de stabilité de produits pharmaceutiques selon la directive ICH Q1A. Particulièrement efficace sur le plan énergétique et silencieux grâce à la technologie Peltier avec dissipation de chaleur brevetée.

#### Caractéristiques:

- + HClimat homogène même à pleine charge
- + Technologie de chambre de préchauffage à régulation électronique APT.line™
- + Possibilité d'atteindre des températures jusqu'à 28 °C en dessous de la température ambiante
- + Cuve intérieure entièrement en acier inoxydable. 2 clayettes en acier inoxydable, avec support
- + Passage de câble avec bouchon en silicone de Ø 30 mm, côté gauche
- + Autotest de l'appareil pour une analyse complète de l'état
- + Écran LCD pour l'affichage de la température, de l'humidité, des alarmes et d'autres informations
- + Enregistreur de données interne avec interface USB
- + Plage d'humidité : 10 ... 80 % d'humidité relative
- + Plage de température : 0 ... 70 °C
- + Variation de température dans le temps à 40 °C : ± 0,1 K



**25% Rabais**

Type	Vol. nom. l	Dim. extérieures (B x T x H) mm	Dim intérieures (l x p x h) mm	Nbr. max. étagères	puissance nom. kW	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
KBF-S ECO 240	247	932 x 796 x 1461	650 x 485 x 785	9	0.8	1	4684346	<del>14'479.00</del>	10'859.25
KBF-S ECO 400	400	925 x 796 x 1946	570 x 390 x 1200	15	1.1	1	4687511	<del>17'954.00</del>	13'465.50
KBF-S ECO 720	700	1254 x 885 x 1925	973 x 576 x 1250	15	1.2	1	4684348	<del>20'173.00</del>	15'129.75

## Filtration efficace avec LLG !



**50% Rabais**

### Filtre seringue SPHEROS LLG, acétate de cellulose/ PES/Nylon/PVDF/PTFE

Filtres seringues avantageux pour la filtration efficace d'une large gamme de solvants et de solutions aqueuses ou inorganiques. Ces filtres seringues couvrent la plupart des applications en HPLC, dans les laboratoires pharmaceutiques, environnementaux, biotechnologiques et agro-alimentaires.

- + Boîtier robuste en polypropylène
- + Avec entrée Luer-Lock femelle et sortie Luer-Slip mâle
- + Adaptés à toutes les seringues avec embout Luer
- + Également disponible en version stérile. Demandez-nous !



Ø membrane mm	Matériau de la membrane	Taille des pores µm	Stérile	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
13	Acétate de cellulose	0.22	-	100	6272802	<del>118.00</del>	59.00
13	Acétate de cellulose	0.45	-	100	6272803	<del>118.00</del>	59.00
25	Acétate de cellulose	0.22	-	500	4668145	<del>693.60</del>	346.80
25	Acétate de cellulose	0.45	-	500	4668146	<del>695.00</del>	347.50
25	PES	0.22	-	50	6272640	<del>117.30</del>	58.65
25	PES	0.45	-	50	6272641	<del>110.00</del>	55.00
13	Nylon	0.22	-	100	6272810	<del>118.00</del>	59.00
13	Nylon	0.45	-	100	6272811	<del>118.00</del>	59.00
25	Nylon	0.22	-	500	4668147	<del>695.00</del>	347.50
25	Nylon	0.45	-	500	4668148	<del>695.00</del>	347.50
13	PVDF	0.22	-	100	4685651	<del>88.00</del>	44.00
13	PVDF	0.45	-	100	4685652	<del>88.00</del>	44.00
25	PVDF	0.22	-	50	4685653	<del>81.00</del>	40.50
25	PVDF	0.45	-	50	4685660	<del>80.50</del>	40.25
25	PTFE	0.22	-	500	4668149	<del>695.00</del>	347.50
25	PTFE	0.45	-	500	4668150	<del>695.00</del>	347.50
13	PTFE	0.45	-	100	6272817	<del>118.00</del>	59.00

### Seringue à usage unique LLG, en 3 parties, PP, non stérile, en vrac

- + Corps : PP, Piston : PP avec bouchon de piston en caoutchouc Polyisoprène
- + Sans latex, pyrogène ou DEHP, non toxique
- + Position stop sécurisée pour éviter tout retrait accidentel du piston
- + Adaptée à tous les filtres pour seringue avec embout Luer
- + Luer-Lock selon DIN EN 1707



**50% Rabais**

Capacité ml	Embout	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
2	Luer-Lock	500	6286616	<del>53.40</del>	26.70
5	Luer-Lock	500	6286617	<del>58.40</del>	29.20
10	Luer-Lock	500	6286618	<del>90.00</del>	45.00
20	Luer-Lock	500	6286619	<del>134.90</del>	67.45



## Chiffons pour diverses applications

### Chiffons d'essuyage et de laboratoire LLG, 2 plis

Chiffons hygiéniques pour laboratoire en boîte distributrice.

- + 150 chiffons à pliage double, blancs de dimensions 210 x 220 mm.
- + très absorbants et ultra doux.
- + pour applications en milieu sensible.

**Carton de 30 boîtes de 150 chiffons**

Contenu de l'emballage	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Boîte de 30 x 150 chiffons	30	9.413 220	<del>71.40</del>	42.85



**40% Rabais**

### Chiffon pour nettoyage de précision KIMTECH-SCIENCE, 1 épaisseur

Chiffon de nettoyage en tissu spécial pour une utilisation fine dans des domaines sensibles tels que l'industrie électronique, optique et mécanique de précision. Sans peluches, très absorbant et résistant aux déchirements même imbibé. Les particules très fines sont presque totalement éliminées des surfaces sensibles. 1 épaisseur, blanc. Antistatique.

Dimensions mm	Contenu de l'emballage	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
304 x 304	Boîte de 196 formats	1	9.413 020	<del>39.40</del>	23.65
115 x 215	Boîte de 280 formats	1	9.413 021	<del>17.00</del>	10.20



**40% Rabais**

### Lingettes LLG, en rouleau, 102 feuilles, 3 plis

Rouleau de 102 feuilles de 220 x 260 mm. 3 couches, blanc.

- + résistant, même mouillé
- + très absorbant
- + ne peluche pas

Contenu de l'emballage	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Rouleau 102 feuilles	30	4.679 906	<del>97.10</del>	53.40



**45% Rabais**

### Protecteur de surface LLG, DescProtect

DescProtect est un papier stable avec un pouvoir absorbant élevé qui absorbe rapidement les liquides qui s'écoulent. Grâce au laminage (revêtement PE) sur la face inférieure, rien ne peut s'infiltrer sur la surface de travail.

- + Couche 1 : papier très absorbant, absorbe rapidement les liquides renversés, y compris les liquides toxiques ou radioactifs
- + Couche 2 : couche de polyéthylène imperméable à l'humidité, protection des postes de travail de laboratoire, des étagères et des armoires de produits chimiques

Type	Dimensions	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Feuilles	460 mm x 570 mm	50	9.160 270	<del>71.70</del>	35.85
Rouleau	400 mm x 50 m	1	9.160 271	<del>142.00</del>	71.40



**50% Rabais**

## FASTER - les postes de travail de sécurité de classe II répondent à tous les besoins !



### SafeFast Premium



Le modèle Premium est imbattable dans sa catégorie et combine les normes de sécurité les plus élevées avec une grande efficacité énergétique. Un fonctionnement extrêmement silencieux et une faible consommation d'énergie sont les attributs les plus remarquables.

#### Caractéristiques:

- + Finition métal revêtu d'époxy avec peinture antibactérienne (ALESTA®)
- + Niveau de sonore extrêmement faible
- + Consommation énergétique extrêmement faible
- + Lumière interne LED à intensité variable
- + Mode veille unique
- + Panneau arrière interne en acier inoxydable AISI316L
- + équipé de deux moteurs de série de ventilateur
- + Panneau frontal entièrement articulé pour un nettoyage facile
- + DEHS 100% port
- + Vitres avant et latérales en verre de sécurité
- + Fenêtres latérales équipées de passages de câbles pour les raccordements optionnels (par exemple, robinet de gaz) - peuvent également être utilisées comme traversées pour le tuyau d'aspiration
- + Fenêtre avant à commande électrique - biseautée pour un travail ergonomique
- + Ouverture : hauteur de travail = 160 mm (différentes ouvertures de travail disponibles sur demande)
- + Hauteur maximale = 440 mm pour le transfert des ustensiles.
- + Panneau de contrôle convivial avec écran LCD avec les contrôles suivants

sur demande !



### SafeFast XXL

En tant que postes de sécurité microbiologique conformes à la norme EN 12469-2000, ils peuvent être utilisés pour la protection des produits, des personnes et de l'environnement. La paillasse XXL peut être "taillée sur mesure" de différentes manières. De plus, les étagères pour charges lourdes permettent de travailler avec des appareils grands et lourds, comme des imprimantes 3D ou des robots.

#### Caractéristiques:

- + Protection du produit, des personnes et de l'environnement
- + Place de travail en acier inoxydable de haute qualité selon AISI 304L avec finition Scotch-brite.
- + Hauteur et profondeur de travail de 1000 mm ! Largeur jusqu'à 2200 mm
- + Verre frontal de sécurité avec cadre en aluminium monté sur gorge
- + Accès facile et pratique grâce à la fenêtre frontale à charnière.
- + Passages dans les fenêtres latérales
- + Prises internes avec protection IP66
- + Surfaces de travail renforcées pouvant supporter jusqu'à 500kg
- + L'éclairage optimal de la zone de travail est garanti.
- + Mise à niveau Premium pour un fonctionnement encore plus silencieux et plus économe en énergie possible.
- + Largeurs spéciales et demandes spéciales possible



sur demande !

## Des outils indispensables pour vos cultures !

### Boîtes de Petri LLG, PS

- + Fabriquées en polystyrène transparent de haute qualité. Produit dans une salle blanche ISO 6 dans des conditions aseptiques.
- + Avec une surface lisse pour une répartition optimale du milieu
- + Paroi solide qui empêche les déformations
- + Empilables. Avec ou sans ergots
- + Aseptique (Ø 90 mm), non stérile (Ø 60 mm) ou versions stérilisées par rayonnement beta (tous formats)
- + Conditionnées en unités de 10 plaques ou 20 plaques (Ø 90 mm)



Ø aext. mm	Description	Hauteur mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
90	avec 3 ergots, aseptique	16	480	6285823	<del>76.00</del>	42.25
90	sans ergots, aseptique	16	480	6285824	<del>76.00</del>	42.25
90	avec 3 ergots, stérile	16	480	6285816	<del>93.50</del>	51.45
90	sans ergots, stérile	16	480	6285817	<del>103.00</del>	57.15
60	avec 3 ergots, stérile	14	1080	4678371	<del>198.10</del>	108.95
60	sans ergots, stérile	14	1080	4678372	<del>198.10</del>	108.95
150	avec 3 ergots, stérile	19	140	4680144	<del>139.20</del>	76.55



**45% Rabais**

### Anses d'inoculation LLG, PS, stériles

#### Caractéristiques:

- + Forme ergonomique
- + Les inoculateurs vert clair et bleu clair sont fabriqués en PS souple. Les anses d'inoculation vert foncé et bleues sont en PS dures.

Longueur mm	Vol. nom. µl	Couleur	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
195	1	Vert foncé	1000	4691889	<del>35.00</del>	19.25
195	10	Bleu	1000	4691890	<del>35.00</del>	19.25
195	1	Vert clair	1000	4691891	<del>35.00</del>	19.25
195	10	Bleu clair	1000	4691892	<del>35.00</del>	19.25



**45% Rabais**

### Bec bunsen de sécurité FUEGO SCS

Ce bec bunsen convient pour toutes les applications traditionnelles en laboratoire

**Fuego SCS basic:** Pédale en acier inoxydable, boutons de réglage, 3 programmes standard (sans système Infrarouge et sans affichage). La pédale permet de contrôler le fonctionnement, par une pression du pied continue ou en mode start-stop.

**Fuego SCS basic RF:** Mêmes caractéristiques que le Fuego SCS basic, avec une pédale sans fil.

**Fuego SCS:** Avec système infrarouge, boutons de fonction et pédale (optionnelle).

Double-clic IR-sensor : Cette fonction de sécurité permet de n'allumer le brûleur que lorsque le capteur est activé deux fois. La distance d'action du capteur est réglable de 5 mm à 50 mm.

**Fuego SCS pro:** Mêmes caractéristiques que Fuego SCS, avec en plus une batterie (9 h), 2 batteries rechargeables (AA Mignon), fonction de charge rapide (3 h) et capteur d'inclinaison de sécurité.

Type	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Fuego SCS basic	1	6232207	<del>597.00</del>	417.90
Fuego SCS basic RF	1	6255678	<del>870.00</del>	609.65
Fuego SCS	1	6231770	<del>843.00</del>	590.10
Fuego SCS pro	1	9018584	<del>991.50</del>	694.05



**30% Rabais**

## TPP + Faust - un gage de qualité supérieure !



**30% Rabais**

### Plateaux de culture cellulaire TPP

Les boîtes de culture cellulaire TPP permettent un maniement simple et une manipulation sûre de vos cultures cellulaires.

#### Caractéristiques:

- + Plateaux de culture cellulaire en PS
- + Un bord latéral en saillie facilite la séparation spécifique de la partie inférieure et de la partie supérieure de la boîte de culture cellulaire.
- + Plusieurs boîtes de culture cellulaire empilées les unes sur les autres peuvent être transportées facilement et en toute sécurité de A à B, en étant maintenues par le bord de la pile.
- + Des ergots à l'intérieur du couvercle de la boîte fonctionnent comme des entre-toises par rapport à la boîte. Ainsi on obtient une aération constante
- + Un traitement de surface de la zone de croissance développé par TPP garantit des résultats optimaux.
- + Une transparence cristalline permet un contrôle visuel en lumière transmise pour plusieurs boîtes de culture cellulaire empilées.

Surface de culture cm <sup>2</sup>	Ø int. mm	Dimensions(Ø x H) mm	stérile sub-unité	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
9.2	34	40 x 11	20	900	TPP93040	<del>395.00</del>	276.50
22.1	53	60 x 16	14	840	TPP93060	<del>385.00</del>	269.50
60.0	87	96 x 21	10	240	TPP93100	<del>192.00</del>	134.40
147.0	137	146 x 21	5	100	TPP93150	<del>222.00</del>	155.40

## Toute la gamme TPP est disponible en stock !



**30% Rabais**

### TPP Grattoir et spatule



Récolte douce et complète de votre culture cellulaire. Livré dans un emballage blister et un carton distributeur TPP facile à utiliser.

- + Lame en matériau souple, pour protéger les cellules
- + Lame orientable
- + 3 largeurs de lame disponibles
- + pourvu de grip sur le manche pour une utilisation plus sûre avec des gants
- + emballage unique en blister sans résidus
- + distributeur TPP facile à utiliser

Longueur mm	Type	Racloir large mm	Matériau	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
240	Grattoir	13	PE	150	TPP99002	<del>327.00</del>	228.90
300	Grattoir	20	PE	150	TPP99003	<del>370.00</del>	259.00
362	Grattoir	25	PE	100	TPP99004	<del>303.00</del>	212.10
195	Spatula	14	PP	150	TPP99010	<del>279.00</del>	195.30

**TPP - souvent copié, jamais égalé !**



## TPP Technique de Vacuum "rapid"-Filtermax

Ce système de filtration sous vide de TPP permet d'obtenir un haut rendement et une filtration rapide de votre solution. Tous les systèmes de filtration sous vide TPP de la famille "rapid"-Filtermax possèdent les mêmes caractéristiques de produit :

- + Forme carrée
- + Vitesse d'écoulement élevée
- + Les Filtermax s'adaptent aux bouteilles Duran originales avec un filetage GL 45



**30% Rabais**

Volume ml	Description	Dim. (l x p x h) mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
150	complet	93 x 93 x 103	18	TPP99150	<del>192.00</del>	134.40
150	Filtre	89 x 89 x 57	36	TPP99155	<del>318.00</del>	222.60
150	Flacon	93 x 93 x 63	24	TPP99157	<del>93.50</del>	65.45
250	complet	93 x 93 x 143	12	TPP99250	<del>144.00</del>	100.80
250	Filtre	89 x 89 x 75	24	TPP99255	<del>228.00</del>	159.60
250	Flacon	93 x 93 x 87	24	TPP99257	<del>119.00</del>	83.30
500	complet	93 x 93 x 213	10	TPP99500	<del>167.00</del>	116.90
500	Filtre	89 x 89 x 111	21	TPP99505	<del>256.00</del>	179.20
500	Flacon	93 x 93 x 121	36	TPP99507	<del>289.00</del>	202.30
1000	complet	111 x 111 x 285	9	TPP99950	<del>311.00</del>	217.70
1000	Filtre	108 x 108 x 143	12	TPP99955	<del>300.00</del>	210.00
1000	Flacon	111 x 111 x 160	20	TPP99957	<del>247.00</del>	172.90

## Pompe à piston LLG-uniVACUUPUMP 1

La pompe à piston portable LLG-uniVACUUPUMP 1 a été développée pour les applications de vide et de pression dans le Laboratoire, en particulier dans le domaine des sciences de la vie. Les domaines d'application typiques de cette pompe à vide bon marché sont les filtrations à entonnoir unique de solutions aqueuses et tamponnées, SPE, ainsi que toutes les applications dans lesquelles aucun gaz nocif pour la santé n'est émis.

### Caractéristiques:

- + Technologie de fonctionnement à sec pour les applications physiques
- + Utilisable comme pompe à vide et compresseur
- + Alternative économique aux pompes à jet d'eau
- + Fonctionnement silencieux
- + Compacte, légère et transportable
- + Sans huile, convient pour un fonctionnement continu
- + Raccord d'aspiration/de refoulement : arbre de tuyau DN 6 pour diamètre intérieur de tuyau 6 mm



Description	Vitesse de la pompe	Puiss. moteur	Dim. (l x p x h) mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
LLG-uniVACUUPUMP 1	9,2/11 l/min	25 W	194 x 114 x 191	1	6.263 580	<del>492.70</del>	271.00

**45% Rabais**

## Vacuubrand unifie efficacité et sécurité !

### VACUUBRAND®



#### Systèmes d'aspiration de liquides BioChem-VacuCenter BVC control Bundles

Le BioChem-VacuCenter compacte offre la solution optimale pour l'aspiration sécurisée, précise et efficace des surnageants dans tous les domaines d'applications.. Le BVC control est équipé d'une puissante pompe à vide « chimie ». Le niveau de vide et donc la force d'aspiration est régulé par un panneau tactile à l'avant.

##### Caractéristiques:

- + Dimensions: 194mm x 408mm x 500mm
- + Pompe Type: ME 1C; Type de fiche: CEE
- + Poids: 7.3 kg

##### Offre groupée 1 :

- + Système d'aspiration de liquides BVC control, bouteille de collecte en PP, 4 litres
- + Bouteille de récupération 4 L PP, avec filtre de protection et tube de rejet

##### Offre groupée 2 :

- + Système d'aspiration de liquides BVC control, bouteille de collecte en PP, 4 litres
- + Poignée d'aspiration VHCpro, autoclavable
- + Kit d'extension, raccord pour deuxième VHC

Offres  
groupées  
spéciales  
**30% Rabais**



Type	Description	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Offre groupée 1	Système d'aspiration de liquides BVC control, bouteille de collecte en PP 4 litres, 4 Ltr. PP, avec filtre de protection et tube de rejet	1	7932705	<del>2'808.00</del>	1'965.60
Offre groupée 2	Système d'aspiration de liquides BVC control, flacon collecteur PP 4 l, poignée d'aspiration, VHCpro, autoclavable, kit de démontage, raccord pour deuxième VHC	1	7932706	<del>2'731.60</del>	1'912.10

**VDC-Faust offre un service fiable –  
avant, pendant et après votre achat !**