

Transferpette® S, volume variable

Micropipette monocal

Pour les pipetages manuels les plus exigeants au laboratoire.

Possède toutes les caractéristiques requises en sciences de la vie : construction robuste, réglage du volume d'une main, pipette autoclavable, haute précision et technologie „Easy Calibration™” pour une fiabilité à long terme.

Sont compris dans la livraison :

pipette Transferpette® S type Variable, marquage DE-M, avec certificat de qualité, support pour étagère et graisse silicone.

Caractéristiques

- Bouton de pipetage central et éjecteur placé séparément.
- Anse de maintien ergonomique pour un pipetage sans fatigue.
- Réglage du volume d'une seule main, pour droitiers et gauchers.
- Affichage du volume à 4 chiffres pour une meilleure précision, toujours bien lisible.
- Entièrement autoclavable à 121°C (2 bar), conforme DIN EN 285.
- Code couleur indiquant la plage de volume.
- Piston et éjecteur résistants à la corrosion.
- Technologie Easy Calibration™ : pour des calibrations sans outils, changement du réglage d'usine visible clairement de l'extérieur.
- Plage de volume de 0,1 µl à 10 ml.
- Résistant aux UV
- Egalement disponible en pipette à volume fixe



| Volume µl | Grad. µl | Pointe µl | Justesse Vol. max. (± R%) | Précision Vol. max. (≤ CV%) | CE | Référence | Prix CHF | Promo CHF |
|------------|----------|--|---------------------------|-----------------------------|----|------------------|----------|---------------|
| 0,1-1 | 0,001 | 0,1-20, 0,1-1* | 2,0 | 1,2 | 1 | 9.280 050 | 440.00 | 264.00 |
| 0,1-2,5 | 0,002 | 0,1-20, 0,5-20, 1-50, 0,5-10*, 1-20* | 1,4 | 0,7 | 1 | 6.255 420 | 440.00 | 264.00 |
| 0,5-10 | 0,01 | 0,1- 0, 0,5-20, 1-50, 0,1-1*, 0,5-10*, 1-20* | 1,0 | 0,5 | 1 | 9.280 051 | 440.00 | 264.00 |
| 2-20 | 0,02 | 2-200, 5-300, 2-20*, 5-100* | 0,8 | 0,4 | 1 | 9.280 052 | 394.00 | 236.40 |
| 5-50 | 0,05 | 2-200, 5-300, 5-100* | 0,8 | 0,3 | 1 | 6.280 817 | 394.00 | 236.40 |
| 10-100 | 0,1 | 2-200, 5-300, 2-20*, 5-100* | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.280 053 | 394.00 | 236.40 |
| 20-200 | 0,2 | 2-200, 5-300, 2-20*, 5-100*, 5-200* | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.280 054 | 394.00 | 236.40 |
| 100-1000 | 1 | 50-1000, 50-1000* | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.280 055 | 394.00 | 236.40 |
| 500-5000 | 5 | 0,5-5 ml | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.280 056 | 440.00 | 264.00 |
| 1000-10000 | 10 | 1-10 ml | 0,6 | 0,2 | 1 | 9.280 057 | 440.00 | 264.00 |

* Pointe de pipette à filtre

Prix valables jusqu'à 31.03.2019