

FAUST⁺

LABORTOPS

Prix valables jusqu'au 30.06.2019

EXTRA 3M Food Safety

Plaques de culture 3M™ Petrifilm™



3M

- prêtes à l'emploi
- volume de matériel réduit de 90 %
- méthodes validées
- économies de temps et d'énergie
- plus de productivité et de fiabilité
- frais de fonctionnement réduits
- exploitation rapide et sûre

-35%

Description	UC	Référence	Prix	Promo
			CHF	CHF
Flore totale bactéries aérobies	100	6.237 738	198.00	128.70
Flore totale bactéries aérobies	1000	6.236 670	1,749.00	1,136.85
Détection rapide de coliformes	50	6.245 052	142.00	92.30
Flore totale coliformes	50	6.269 820	103.40	67.20
Flore totale coliformes	1000	6.235 875	1,750.00	1,137.50
Nombre de germes <i>E. coli</i>	50	6.269 819	152.00	98.80
Nombre de germes <i>E. coli</i> et coliformes	50	6.257 512	152.00	98.80
Nombre de germes <i>E. coli</i> et coliformes	500	6.257 513	1,350.00	877.50
Nombre de germes entérobactéries	50	6.251 171	102.40	66.55
Nombre de germes entérobactéries	1000	6.257 509	1,787.00	1,161.55
Nombre de germes <i>S. aureus</i>	20	7.658 234	86.50	56.25
Nombre de germes <i>S. aureus</i>	50	6.257 510	146.00	94.90
Nombre de germes <i>S. aureus</i>	500	6.257 511	1,324.00	860.60
Détection rapide de levures et moisissures	50	6.282 104	223.00	151.45
Nombre de germes levures et moisissures	100	7.657 837	201.00	130.65
Nombre de germes levures et moisissures	1000	6.257 514	1,678.00	1,090.70

Tests rapides en microbiologie 3M™ Dipslides



Indicateur facile à manipuler pour détecter des bactéries, levures et moisissures dans des liquides et sur des surfaces.

- Simple à utiliser et facile à interpréter
- Conservation de 9 mois à compter de la date de fabrication

-35%

Pour	UC	Référence	Prix	Promo
			CHF	CHF
PCA + TTC + nutriments	10	6.257 805	33.35	21.70
PCA + VRBG + CA + TVC + entérobactéries	10	6.258 926	29.30	19.05
TSA/Rose bengale + TVC	10	6.273 017	29.30	19.05
PCA + OGYE + TVC + levure	10	6.287 594	33.35	21.70

Tests d'allergies



Test à flux latéral (LFD) dans un boîtier en plastique, 25 bandelettes de test emballées une par une.

-30%

Description	UC	Référence	Prix	Promo
			CHF	CHF
L25WAL LFD rapide Noix, UC=25 tests	1	4.665 443	562.00	393.40
L25HZL LFD rapide Noisette, UC=25 tests	1	4.665 444	562.00	393.40
L25PST LFD rapide Pistache, UC=25 tests	1	4.665 445	562.00	393.40
L25EGG LFD rapide Protéine, UC=25 tests	1	4.665 446	562.00	393.40
L25GLU LFD rapide Gluten, UC=25 tests	1	4.665 447	562.00	393.40
L25ALM LFD rapide Amande, UC=25 tests	1	4.665 448	562.00	393.40
L25MLK LFD rapide Lait, UC=25 tests	1	4.665 449	562.00	393.40
L25PNT LFD rapide Arachide, UC=25 tests	1	4.665 450	562.00	393.40
L25SOY LFD rapide Soja, UC=25 tests	1	4.665 451	562.00	393.40
L25COC LFD rapide Noix de coco, UC=25 tests	1	4.665 452	562.00	393.40
L25FSH LFD rapide Poisson, UC=25 tests	1	4.665 453	562.00	393.40
L25CHW LFD rapide Noix de cajou, UC=25 tests	1	4.665 454	562.00	393.40



Eponge sèche Sponge-Stick



Eponges et tampons spécialement conçus pour des échantillons de surfaces microbiens.

Les Sponge-Sticks 3M™ existent en version humide et sèche, avec ou sans gants, adaptés à de nombreuses applications. Le Sponge-Stick 3M 1,5" x 3" permet de prélever sans contact direct avec l'éponge.

-35%

Type	Contenu de l'emballage	UC	Référence	Prix	Promo
				CHF	CHF
Eponge sèche Sponge-Stick humidifiée avec 10 ml d'eau peptonée tamponnée	4 sachets de 25	100	6.238 511	386.30	251.10
Eponge sèche Sponge-Stick humidifiée avec 10 ml de tampon de neutralisation	1 sachet de 100	100	6.266 542	369.00	239.85
Eponge sèche Sponge-Stick	5 sachets de 20	100	7.970 470	349.00	226.85

Luminomètre Clean-Trace™ LM1

NEW



Outil de diagnostic simple, rapide et fiable pour contrôler l'efficacité du nettoyage et la collecte, l'enregistrement et la gestion des données pour des analyses ultérieures.

- Compact et facile à utiliser
- Résultats rapides permettant des mesures de correction immédiates
- Pour utilisation avec des écouvillons 3M™ Clean-Trace™ UXL100, AQT200 et AQF100



-20%

Type	UC	Référence	Prix	Promo
Clean-Trace™ LM1	1	4.665 172	CHF 4,000.00	CHF 3,200.00

Ecouvillon pour luminomètre 3M™ Clean-Trace™ LM1



6.243 230



6.261 831



6.261 832

NEW

-35%

Type	Description	UC	Référence	Prix	Promo
Clean-Trace™ ATP UXL100	Ecouvillon pour surfaces	100	6.243 230	CHF 564.00	CHF 366.60
Clean-Trace™ Eau AQF100	Ecouvillon, ATP libre	100	6.261 832	CHF 585.00	CHF 380.25
Clean-Trace™ Eau Plus AQT200	Ecouvillon, ATP total	100	6.261 831	CHF 584.00	CHF 379.60

Ecouvillons Clean-Trace™

NEW



6.251 968



4.665 741

-35%

Type	Description	UC	Référence	Prix	Promo
ALLTEC60	Surfaces Test protéique (allergène)	60	6.261 368	CHF 362.00	CHF 235.30
ATP10MLS	Surfaces Contrôle positif	10	6.251 968	CHF 129.00	CHF 83.85
MPR050	Surfaces Protéine Plus	50	4.665 741	CHF 322.25	CHF 215.95

LABORTOPS

! EXTRA
3M Food Safety

Indicateur biologique Attest™ pour le contrôle de stérilisateur à vapeur



L'utilisation d'indicateurs qui doivent vérifier si tous les micro-organismes ont été détruits dans chaque charge fait partie du contrôle biologique. Les indicateurs biologiques sont uniques car ils indiquent directement combien de spores microbiennes ont été effectivement détruites dans le stérilisateur. Grâce à la fiabilité et la qualité des informations obtenues, l'utilisation régulière d'un indicateur biologique peut amener une amélioration de la performance du processus de stérilisation et ainsi de meilleurs résultats.

Propriétés:

- Pour l'évaluation indépendante
- Manipulation facile
- Utile après réparations/maintenance d'autoclaves



Utilisation:

- Programme 3,5 minutes, maintien à 121 °C ou 134 °C
- Après la stérilisation, "casser" le flacon pour mettre le milieu de culture en contact avec la bandelette inoculée de spores
- Résultats en 48 heures
- Conforme à la norme EN ISO 11138

-50%

Type	UC	Référence	Prix	Promo
Indicateur biologique Attest™ pour stérilisateur à vapeur, bouchon bleu	100	6.280.367	CHF 557.00	CHF 278.50

Indicateur multiparamètres 3M™ Comply™



Indicateurs de classe 4 avec réaction en point final. Avec revêtement chimique, ils changent de couleur quand le cycle de stérilisation est terminé et réussi. Bandelettes indicatrices pour la stérilisation à la vapeur ou la stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

- Stérilisation à la vapeur, changement de couleur du jaune au noir
- Stérilisation EO, changement de couleur du rouge au vert
- Economique car il est possible de diviser les bandelettes en 2
- Conforme à la norme EN ISO 11140-1

-50%

Description	UC	Référence	Prix	Promo
Comply™ 1250 Indicateurs multiparamètres, vapeur	240	7.970.699	CHF 128.00	CHF 64.00
Comply™ 1251 Indicateurs multiparamètres, oxyde d'éthylène (EO)	240	6.274.555	CHF 205.00	CHF 102.50