

Les meilleures offres des plus grandes marques

FAUST⁺



Prix valables jusqu'au 31.05.2025

**BINDER et FASTER -
croissance cellulaire
optimale, p. 13**

Autour de vos flacons laboratoire, p. 3



 **DURAN**[®]




 **BINDER**
Best conditions for your success



 **FASTER**

La verrerie pour votre laboratoire - indispensable !




Fliole erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté 3.3

DIN ISO 1773. Avec bord évasé et graduations

Volume nom. ml	Ø col env. mm	Ø bas mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
25	22	42	10	9141079	63.20	34.75
50	22	51	10	9141080	32.70	18.00
100	22	64	10	9141081	25.60	14.10
200	34	79	10	9141085	40.90	22.50
250	34	85	10	9141082	33.70	18.55
300	34	87	10	9141086	35.90	19.75
500	34	105	10	9141083	42.70	23.50
1000	42	131	10	9141084	63.10	34.70
2000	50	166	10	6270089	129.60	71.30
3000	50	187	1	6270118	42.60	23.45
5000	50	220	1	6270119	94.10	51.75

45% Rabais



Fliole erlenmeyer à col large en verre borosilicaté 3.3

DIN ISO 24450. Avec bord évasé et graduations

Volume nom. ml	Ø col env. mm	Ø bas mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
25	31	41	10	9141186	62.40	34.30
50	35	51	10	9141180	51.50	28.35
100	35	64	10	9141181	25.70	14.15
200	50	79	10	9141187	42.30	23.25
250	50	85	10	9141182	30.60	16.85
300	50	87	10	9141183	40.10	22.05
500	50	105	10	9141184	42.50	23.40
1000	50	131	10	9141185	71.80	39.50
2000	69	166	10	6270181	129.30	71.10

45% Rabais



Film de scellage PARAFILM® M



Etirable à 200 %, épaisseur n'importe quelle forme ou surface, même irrégulière. PARAFILM® M résiste à de nombreuses substances polaires jusqu'à 48 h, comme les solutions salines, acides inorganiques et lessives. Une altération est possible après ce laps de temps.

+ Température de fusion : 60 °C + Extensibilité : 200 % + Température d'emploi longue durée : -45

Type	Largeur mm	Longueur mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
PARAFILM® M	50	75	1	9170003	66.70	33.35
PARAFILM® M	100	38	1	9170002	56.00	28.00
PARAFILM® M	100	75	1	9170005	130.40	65.20
PARAFILM® M	500	15	1	9170004	160.60	80.30

50% Rabais

LLG - Manipulation des liquides à un niveau élevé !

Flacon de laboratoire, en verre borosilicaté 3.3, GL 45

Selon DIN 168 - 1. EN ISO 4796-1. Avec graduations, bague anti-goutte, bouchon à vis en PP avec filetage ISO.

Capacité ml	Ø ext. mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
100	100	10	9072331	31.70	17.45
250	138	10	9072332	36.20	19.90
500	176	10	9072334	49.00	26.95
1000	225	10	9072335	72.80	40.05
2000	260	10	9072336	155.90	85.75
5000	330	1	9072337	103.30	56.80
10000	410	1	9072338	165.80	91.20



45% Rabais

Bouchon à vis, en PP

- + Avec joint à lèvres
- + Résistance à la vapeur jusqu'à 140°C
- + Seulement pour flacons de laboratoire DURAN®



Type	Couleur	Filetage	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Bouchon à vis	Jaune	GL 45	1	9072400	4.80	2.65
Bouchon à vis	Vert	GL 45	1	9072401	4.80	2.65
Bouchon à vis	Gris	GL 45	1	9072402	4.80	2.65



45% Rabais

Bague anti-goutte, en PP



- + Stérilisable en autoclave jusqu'à une température de vapeur d'eau de 140°C.

Type	Couleur	Filetage	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Bague anti-goutte	Jaune	GL 45	1	9209077	3.60	2.00
Bague anti-goutte	Vert	GL 45	1	9209075	3.60	2.00
Bague anti-goutte	Bleu	GL 45	1	9209083	3.60	2.00



45% Rabais

Rubans de marquage LLG, kits

Pour l'étiquetage et servir de code couleurs pour tubes et ustensiles de laboratoire. Solides et durables. Résistants à l'eau. Peuvent supporter des températures de -23 °C à 121 °C. On peut facilement écrire sur les rubans et les enlever sans laisser de traces. Rouleaux de 12,7 m et de diamètre intérieur 25 mm.



Largeur mm	Couleur	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
12.7	1 x bleu, 2 x vert, 1 x orange, 2 x rouge, 2 x blanc, 2 x jaune, 2 x rose	24	4663408	110.00	66.00
19.0	2 x bleu, 2 x vert, 2 x orange, 2 x rouge, 4 x blanc, 2 x jaune, 2 x rose	16	4663416	118.40	71.05
25.4	1 x bleu, 2 x vert, 1 x orange, 2 x rouge, 2 x blanc, 2 x jaune, 2 x rose	12	4663424	142.80	85.70

40% Rabais

Un travail performant et économique !



Tubes à centrifuger LLG economy, en PP

Récipients prêts à l'emploi - avec une très bonne stabilité thermique, mécanique et chimique!

Type	Description	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
LLG-tubes à centrifuger, PP	conique, 15 ml, stérile	500 (20 x 25)	4.668 482	144.00	79.20
LLG-tubes à centrifuger, PP	conique, 50 ml, stérile	500 (20 x 25)	4.668 483	154.00	84.70
LLG-tubes à centrifuger, PP	avec jupe, 50 ml, stérile	500 (20 x 25)	4.668 486	166.00	91.30
LLG-tubes à centrifuger, PP	conique, 15 ml, asept.	500 (1 x 500)	6.270 403	122.00	67.10
LLG-tubes à centrifuger, PP	conique, 50 ml, asept.	500 (1 x 500)	6.270 404	148.00	81.40
LLG-tubes à centrifuger, PP	avec jupe, 50 ml, asept.	500 (1 x 500)	6.270 405	155.00	85.25

45% Rabais



Agitateur à rouleaux LLG-uniROLLER 6 easy et pro



Agitateur à rouleaux analogique ou numérique avec 6 rouleaux pour un mélange efficace d'échantillons biologiques, de substances visqueuses et de suspensions. Il est utilisé dans un grand nombre d'applications, par ex. pour empêcher la coagulation du sang et l'immunoprécipitation.

- + Pour un mélange doux des échantillons
- + Taille max. de récipient : flacon d'un litre
- + Vitesse: 0 ... 70 tr/min // 10 ... 70 tr/min, réglable par pas de 1 tr/min
- + LLG-uniROLLER 6 pro: Ecran LCD

45% Rabais

Type	Rouleaux	Poids kg	Dimensions (B x T x H) mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
LLG-uniROLLER 6 easy	6	4.5	260 x 450 x 120	1	6263645	525.30	288.90
LLG-uniROLLER 6 pro	6	5.1	260 x 450 x 120	1	6263647	792.30	430.25

Agitateur rotatif LLG-uniLOOPMIX 2

Agitateur rotatif analogique pour un mélange efficace et respectueux de l'échantillon. Convient parfaitement pour tous les échantillons biologiques. Les pinces de fixation peuvent être changées facilement, ce qui permet un nettoyage rapide et facile de l'appareil. Pour maximum 48 tubes à centrifuger de 1,5 ml, 16 de 5 ou 15 ml, 8 de 50 ml. Peut aussi être utilisé pour différentes tailles en même temps, peut être équipé individuellement.

- + Construction compacte
- + Boîtier facile à nettoyer
- + Pieds à vis réglables, anti-dérappants
- + Pinces supplémentaires disponibles en option



Type	Poids kg	Dimensions (l x p x h) mm	Rotation 1/min	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
LLGuni-LOOPMIX 2	2	220 x 300 x 310	0 ... 80	1	6263665	534.50	294.00

45% Rabais

Compact, sûr et efficace !

Surchaussures pour HYGOMAT

6257285:

- + En polypropylène non tissé, semelle avec revêtement CPE, blanc
- + Dessous étanche
- + Très antidérapant
- + Idéales pour surfaces lisses

franz
mensch



6257287:

- + Surchaussure, bleue
- + Polyéthylène coulé
- + Très résistante, légère protection contre les liquides

6257288:

- + Non tissé en polypropylène, bleu
- + Dessous avec structure en CPE
- + Perméable à l'air et légèrement antidérapant
- + Pour zones sèches

Longueur mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
440	80	6257285	35.00	17.50
470	110	6257287	40.00	20.00
460	100	6257288	44.00	22.00

50% Rabais

Distributeur de surchaussures HYGOMAT COMFORT / CLEANROOM

- + Fonctionne sans électricité
- + Très facile à utiliser, pas besoin de se pencher
- + Manipulation facile et rapide
- + Avec poignée pour se tenir et enfiler les chaussures encore plus confortablement
- + Capacité pour 2 paquets de surchaussures à la fois
- + Avec fenêtre permettant de voir à tout moment le niveau de remplissage
- + Chargé de surchaussures en quelques secondes

franz
mensch



Dimensions mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
740 x 300 x 730	1	6257283	690.00	345.00

50% Rabais

Charlotte LLG, en PP

- + Polypropylène non-tissé 10 g/m²
- + En taille unique Ø 52 cm avec bande élastique
- + Sans latex



Type	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Charlotte LLG, vert	100	6282788	8.35	5.00
Charlotte LLG, blanc	100	6282789	8.35	5.00
Charlotte LLG, bleu	100	6282790	8.35	5.00

40% Rabais

Congeler avec des produits innovants !



sur demande !

Ultra-congélateur ColdFAST série M

La série ColdFAST M de FASTER offre une protection des échantillons de première classe et l'associe à la durabilité, à la réduction du bruit et à l'efficacité énergétique.

Le système de double réfrigération garantit qu'en cas de panne d'un compresseur, l'autre maintiendra une température constante de -70°C. Avec deux compresseurs, l'appareil peut refroidir de +25°C à -80°C en seulement 3 heures.

- + Les joints de porte multiples réduisent la perte d'air froid dans les compartiments
- + Des ventilateurs de refroidissement très efficaces et très fiables peuvent économiser de l'énergie et réduire la consommation électrique du congélateur de 40 %
- + Les ventilateurs sont dotés de roulements extrêmement durables.
- + Particulièrement économe en énergie et silencieuse
- + Écran tactile 7" avec interface conviviale. Port USB pour la lecture des données de température
- + Meilleur temps de récupération sur le marché (30 min pour une porte ouverte pendant 1 min)
- + Boîtier en tôle d'acier laquée
- + Plage de température (°C) = -40 bis -86. Alimentation électrique (V/Hz) = 220-240/50

Type	Volume l	Dim. int (l x p x h) mm	Dim. ext (l x p x h) mm	UC	Référence
398M	398	440 x 696 x 1266	786 x 1040 x 1947	1	7932750
528M	528	585 x 696 x 1266	931 x 1040 x 1947	1	7932751
678M	678	750 x 696 x 1286	1093 x 1025 x 1955	1	7932753
778M	778	865 x 696 x 1286	1205 x 1025 x 1955	1	7932754
858M	858	877 x 696 x 1378	1220 x 1028 x 1994	1	7932755
1008M	1008	1022 x 696 x 1378	1365 x 1028 x 1994	1	7932756



40% Rabais

Aide à la congélation pour cultures cellulaires, FreezerCell™



FreezerCell™ peut être utilisé pour de nombreux types de cellules, dont les cellules souches, les cellules primaires, les lignes de cellules et les levures. Le FreezerCell™ n'a pas besoin d'additifs, doit seulement être placé dans un congélateur ultra basse température et le refroidissement se fait à -1 °C par minute.

Type	Dimensions (l x p x h) mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Forme hexagonale pour 12 tubes	108 x 108 x 100	1	4665863	212.10	127.25
Forme carrée pour 12 tubes	117 x 117 x 100	1	4665865	214.40	128.65



40% Rabais

Réceptacle de congélation LLG

Le réceptacle de congélation LLG est un système simple pour la cryoconservation rapide de cellules dans un congélateur. Jusqu'à 18 cryotubes de 1 ou 1,8 ml peuvent être placés dans le réceptacle de congélation.

- + En PC avec fermeture HDPE
- + Taux de refroidissement de -1 °C/min



L'utilisation nécessite de l'alcool isopropylique à 100 %.

Type	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Réceptacle de congélation LLG	1	4692537	82.00	49.20

Congélation facile et sans souci !



TPP Cryotubes

Cryotubes pour la culture cellulaire en laboratoire - stériles - faciles à manipuler.

- + Tous les cryotubes tiennent debout
- + Le système de blocage évite que les cryotubes bougent pendant le dévissage des bouchons et permet la manipulation des tubes d'une seule main tout en utilisant le portoir TPP99016
- + Tubes pour la conservation des échantillons dans des congélateurs ou à des températures cryogéniques jusqu'à -196 °C
- + Les cryotubes TPP sont livrés dans des sachets refermables pratiques à utiliser.
- + Matériau: PP
- + Stérile sub-unité: 100



Volume ml	Dimensions (Ø x h) mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF
0.9	12 x 37	800	TPP89012	359.00
1.5	12 x 48	800	TPP89020	342.00
3.5	12 x 75	400	TPP89040	196.00
4.5	12 x 90	400	TPP89050	202.00

Cryobox de PP, TPP



- + Inscriptions alphanumériques pour identification simple des échantillons
- + Forme pratique légère, matériau résistant à la chaleur et autoclavable
- + Les cadres avec un système de clics peuvent rapidement être assemblés et démontés
- + Les trous d'insertion sans débordement garantissent que les tubes sont facilement retirés
- + Même après plusieurs utilisations, les couvercles se retirent et se remettent facilement sur la partie inférieure.
- + Nous proposons des boîtes avec un couvercle élevé pour les tubes Cryor à partir de 4 ml



Dimensions mm	Pour tubes	UC	Référence	Prix/Unité CHF
133 x 133 x 45	TPP89012 / TPP89020	1	TPP99015	27.00

Rack pour congélateur horizontal

Racks en acier inox, compatible avec tous les congélateurs horizontaux. Pour boîtes de 136 x 136 mm.

Dimensions mm	Disp. des compartiments	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
558 x 139 x 276	5 x 4	1	9698971	185.10	92.55
140 x 562 x 331	6 x 4	1	9698959	175.70	87.85



50% Rabais

Votre sécurité est importante pour nous !



Gants à usage unique LLG ergo, nitrile, non poudrés

Gant de protection, à usage unique, en nitrile, combinant le confort de port, la sensation tactile élevée du latex à la fonction protectrice du nitrile. Aucun risque d'allergie !

- + Cat. III contre les risques chimiques faibles. AQL 1,5.
- + Exempt de phtalates/plastifiants et de protéines de latex allergènes
- + Fin - très confortable à porter ! épaisseur mesurée deux fois : 0,12 mm

Taille	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
XS	200	9006370	17.90	8.95
S	200	9006371	17.90	8.95
M	200	9006372	17.90	8.95
L	200	9006373	17.90	8.95
XL	180	9006374	17.90	8.95

Gants à usage unique LLG standard, nitrile, non poudrés

Gant protecteur à usage unique en nitrile combinant bon confort de port et protection chimique élevée - autrement dit les gants standard pour le laboratoire.

- + Cat. III contre les risques chimiques faibles. AQL 1,5.
- + Exempt de phtalates/plastifiants et de protéines de latex allergènes.
- + Épaisseur mesurée deux fois : 0,16 mm

Taille	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
S	100	9006375	16.30	8.15
M	100	9006376	16.30	8.15
L	100	9006377	16.30	8.15
XL	90	9006378	16.30	8.15

Gants à usage unique LLG strong, nitrile, non poudrés

Gant protecteur à usage unique en nitrile avec une épaisseur particulièrement importante pour une résistance chimique longue durée.

- + Cat. III contre les risques chimiques faibles. AQL 1,5.
- + Exempt de phtalates/plastifiants et de protéines de latex allergènes.
- + Épaisseur mesurée deux fois : 0,22 mm

Taille	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
S	100	9006379	25.00	12.50
M	100	9006380	25.00	12.50
L	100	9006381	25.00	12.50
XL	90	9006382	25.00	12.50

Gants à usage unique LLG classic, latex

Les gants parfaits pour toutes les applications qui exigent une sensibilité tactile élevée. Particulièrement respectueux de la peau

- + Catégorie III, faible résistance chimique. AQL 1,5
- + Sans thiurame, diminuent le risque d'eczéma de contact

Taille	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
S	100	9006383	16.30	8.15
M	100	9006384	16.30	8.15
L	100	9006385	16.30	8.15
XL	90	9006386	16.30	8.15

50% Rabais



50% Rabais



50% Rabatt



50% Rabais

Chiffons pour diverses applications

Chiffons d'essuyage et de laboratoire LLG, 2 plis

Chiffons hygiéniques pour laboratoire en boîte distributrice.

- + 150 chiffons à pliage double, blancs de dimensions 210 x 220 mm.
- + très absorbants et ultra doux.
- + pour applications en milieu sensible.

Carton de 30 boîtes de 150 chiffons

Contenu de l'emballage	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Boîte de 30 x 150 chiffons	30	9413220	72.10	46.85



35% Rabais

Chiffon pour nettoyage de précision KIMTECH SCIENCE, 1 épaisseur

Chiffon de nettoyage en tissu spécial pour une utilisation fine dans des domaines sensibles tels que l'industrie électronique, optique et mécanique de précision. Sans peluches, très absorbant et résistant aux déchirements même imbibé. Les particules très fines sont presque totalement éliminées des surfaces sensibles. 1 épaisseur, blanc. Antistatique.

Dimensions mm	Contenu de l'emballage	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
385 x 310	Boîte de 198 formats	1	9413020	39.40	21.65
112 x 208	Boîte de 286 formats	1	9413021	17.00	9.35



45% Rabais

Blouses de laboratoire LLG, 100% coton



Protégez vos vêtements !

- + Fermeture sur le devant avec boutons pressions ; facile et rapide à ouvrir
- + Modèle femme avec ceinture dorsale
- + 1 poche de poitrine extérieure et 2 poches latérales
- + Lavable à 60 °C
- + Matériau : 100 % coton
- + Revers au col
- + Poids : 220 g/m²




Type	Taille	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Modèle femme	36/38	1	9414342	45.00	22.50
Modèle femme	40/42	1	9414343	45.00	22.50
Modèle femme	44/46	1	9414344	45.00	22.50
Modèle homme	44/46	1	9414345	47.10	23.55
Modèle homme	48	1	9414346	47.10	23.55
Modèle homme	50	1	9414347	47.10	23.55
Modèle homme	52	1	9414348	47.10	23.55
Modèle homme	54	1	9414349	47.10	23.55
Modèle homme	56	1	9414350	47.10	23.55

50% Rabais

Manipulation des liquides sans compromis !

AHN
Biotechnologie
GmbH

Pointes de pipette et pointes à filtre myTip Low Force LF, PP



Les pointes de pipette et les pointes à filtre ont été conçues pour être utilisées avec les pipettes Rainin® LTS®. Le design innovant se caractérise par un col cylindrique avec une fonction "positive stop". Cela facilite la mise en place et le retrait de la pointe de pipette et assure une étanchéité optimale entre la pipette et la pointe.

45% Rabais

- + Inserts de portoir à code couleur pour une identification facile de la pointe et du volume de la pipette
- + Graduation pour un contrôle visuel du volume minimisant le risque d'erreur lors du pipetage
- + Autoclavable
- + Certifiées sans RNase, DNase, inhibiteurs PCR, endotoxines ni pyrogènes

Volume µl	Stérile	Filtre	Conditionnement	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
20	Non	Non	10 Rack(s) à 96	960	4693851	45.00	24.75
20	Oui	Non	10 Rack(s) à 96	960	4693852	50.00	27.50
200	Non	Non	10 Rack(s) à 96	960	4693854	45.00	24.75
200	Oui	Non	10 Rack(s) à 96	960	4693855	50.00	27.50
1000	Non	Non	6 Rack(s) à 96	576	4693857	30.00	16.50
1000	Oui	Non	6 Rack(s) à 96	576	4693858	35.00	19.25
20	Oui	Oui	10 Rack(s) à 96	960	4693853	80.00	44.00
200	Oui	Oui	10 Rack(s) à 96	960	4693856	80.00	44.00
1000	Oui	Oui	6 Rack(s) à 96	576	4693859	55.00	30.25



Micropipette monocanal LLG-proMLP



Micropipettes monocanal alliant précision et fiabilité à un pipetage des plus ergonomiques. Le pipetage demande très peu d'efforts, ce qui préserve les mains et les pouces, en particulier en cas de tâches de pipetage fréquentes et de longue durée. Les pipettes LLG-proMLP sont ainsi parfaitement adaptées à des travaux scientifiques qui exigent un pipetage précis et reproductible.

50% Rabais

Volume µl	Grad µl	Justesse Vol. max. (± R%)	Précision Vol. max. (≤ CV%)	Code Couleur	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
0,2 - 2	0.002	1.65	0.75	orange foncé	1	6270420	315.20	157.60
0,5 - 10	0.02	1.10	0.44	rouge	1	6270421	315.20	157.60
2 - 20	0.02	1.00	0.33	jaune clair	1	6270422	315.20	157.60
10 - 100	0.20	0.80	0.17	orange clair	1	6270423	315.20	157.60
20 - 200	0.20	0.80	0.17	jaune foncé	1	6270424	315.20	157.60
100 - 1000	2.00	0.80	0.17	bleu foncé	1	6270425	315.20	157.60
500 - 5000	2.00	0.66	0.18	violet	1	6270426	315.20	157.60
1000 - 10000	20.0	0.60	0.18	bleu clair	1	6270427	315.20	157.60

Mettler Toledo - simple et précis !

METTLER TOLEDO

pH-mètres FiveEasy™ pH F20 / FiveEasy Plus™ pH FP20

Les appareils de mesure de paillasse FiveEasy™ et FiveEasy™ Plus permettent des mesures de pH / mV par une simple pression sur un bouton.

- + Grand affichage, permettant de lire et de comprendre facilement toutes les informations importantes
- + Connectivité simple et rapide pour un transfert de données en toute sécurité (pour le modèle FP)
- + Livré avec rallonge de bras porte-électrode
- + **Seulement pour le FP20:** Mémoire: 200 mesures, Interface: RS32, USB, entrée de référence

Contenu de la livraison F20 Standard Kit: Appareil avec mode d'emploi sur CD-Rom, guide rapide, déclaration de conformité, certificat de test, alimentation électrique, avec en plus électrode LE438 3-en-1, solution tampon (en sachets : 1 x 4,01 pH, 1 x 7,00 pH, 1 x 9,21 pH)

Contenu de la livraison FP20 Bio: comme le FP20-Meter, avec en plus électrode LE410 3-en-1 en verre, solution tampon (en sachets : 1 x 4,01 pH, 1 x 7,00 pH, 1 x 9,21 pH)



42% Rabais

Description	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
F20-Standard Kit	1	6280101	941.00	546.00
FP20-Bio	1	6280104	1316.00	763.30

pH-mètre 5 LLG

Le pH-mètre 5 LLG est un appareil de mesure pH/mV/°C portable très facile à utiliser. Le taux de pH et la température peuvent être stockés directement sur la carte SD (fichier Excel) ou transférés directement du pH-mètre à un PC via l'interface RS-232.

- + Electrode de pH, remplissage gel avec sonde de température externe et câble de 1 m
- + Connecteur BNC
- + Compensation automatique de température (ATC)
- + Grand écran LCD facile à lire
- + Etalonnage 3 points
- + Compatible avec les cartes SD standard jusqu'à 16 GB



Type	Plage de mesure pH	Précision pH	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
pH-Mètre 5 LLG	0 ... 14	±0,02 + 2d	1	6263691	341.30	187.70

45% Rabais

Solution tampon pH colorée LLG

Solution prête à l'emploi de haute qualité et particulièrement précise pour satisfaire tous les besoins de l'utilisateur final. Livraison en flacon 1 l avec code couleur, pour écarter tout risque de confusion entre les 3 valeurs de pH.

- + Précision de pH ± 0,01 testée et certifiée à 25 °C
- + Traçabilité au NIST



Valeur pH à 25 °C	Couleur	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
4,00	Rouge	1	9040865	25.00	13.75
7.00	Jaune	1	9040866	25.00	13.75
10.00	Bleu	1	6324540	25.00	13.75

45% Rabais

OHAUS - raisonnable, bon marché, bien !



Centrifugeuses Frontier™ Multi Pro FC5816 / FC5816R et accessoires

Centrifugeuses universelles puissantes et polyvalentes pour pratiquement toutes les applications de laboratoire. La conception intuitive des centrifugeuses et des accessoires nombreux permet un accès facile aux réglages des paramètres et un changement facile d'application.

- + Ecran LCD avec rétro-éclairage
- + Cuve en acier inox résistant à la corrosion avec couvercle en plastique polycarbonate/ABS
- + Dix vitesses d'accélération et de décélération
- + Choix de durée de cycle de 10 s à 99 h 59 min ou continu et Quickspin
- + Système de refroidissement sans HCFC, affichage de la température des échantillons (modèles réfrigérés)
- + Protection automatique contre la survitesse
- + Double mesure de balourd

35% Rabais

Type	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Frontier™ Multi Pro FC5816	1	4661521	5'430.00	3'529.50
Frontier™ Multi Pro FC5816R	1	4661520	8'960.00	5'824.00
Rotor libre 16 x 50 ml, ID	1	4661563	1'980.00	1'287.00
Portoir, 4 x 50 ml, Ø 29 mm, récipients coniques	2	4661620	334.00	217.10
Portoir, 10 x 15 ml, Ø 17 mm, récipients coniques	2	4661620	334.00	217.10

Microcentrifugeuse Frontier™ FC5513-L, avec rotor angulaire pour 18 tubes de 1,5/2,0 ml

Microcentrifugeuse compacte à grande vitesse avec molette tactile moderne pour des ajustements de paramètres confortables et une usure réduite. Parfaitement adaptée aux applications générales de laboratoire.

- + Affichage LCD à deux lignes avec rétroéclairage
- + Puissant moteur à induction sans balais
- + 10 taux d'accélération et de décélération
- + Mémoire pour jusqu'à 99 paramètres courants
- + Verrouillage du couvercle
- + Capteur de balourd
- + Faible encombrement
- + Minuteur : 10 s - 99 h 59 min 59 s, fonctionnement continu



25% Rabais

Typ	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Microcentrifugeuse Frontier™ FC5513-L, avec rotor angulaire pour 18 tubes de 1,5/2,0 ml	1	4699640	1'401.00	1'050.75

Garantit la meilleure croissance cellulaire !



Incubateurs à CO2 CB

Convient aux applications de routine de la culture cellulaire et aux tâches d'incubation, y compris pour les approches complexes dans des conditions hypoxiques. Des modèles avec régulation supplémentaire de l'O2 sont disponibles.

- + Concept anticontamination avec stérilisation à l'air chaud à 180 °C
- + Capteur de CO2 avec technologie infrarouge à faisceau unique
- + Cuve intérieure sans soudure en acier inoxydable
- + Intérieur sans ventilateur avec buse de mélange de gaz Venturi CO2
- + Enregistreur de données interne, valeurs de mesure lisibles via USB
- + Système de diagnostic d'erreurs avec alarme visuelle et sonore
- + Interfaces : Ethernet, USB, contact d'alarme sans potentiel
- + Système d'humidification avec protection contre la condensation
- + Contrôleur à écran tactile
- + Système CO2 Fail Safe pour la protection du pH des cultures cellulaires



37% Rabais

Type	Volume nom. l	Nombre de tiroirs max.	Dimensions int. (l x p x h) mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
CB56	53	3	400 x 330 x 400	1	4684694	10'272.00	6'471.35
CB170	170	6	560 x 505 x 600	1	4684691	13'734.00	8'652.40
CB260	260	8	620 x 575 x 750	1	4684687	18'244.00	11'493.70

SafeFast XXL



En tant que postes de sécurité microbiologique conformes à la norme EN 12469-2000, ils peuvent être utilisés pour la protection des produits, des personnes et de l'environnement. La paillasse XXL peut être "taillée sur mesure" de différentes manières. De plus, les étagères pour charges lourdes permettent de travailler avec des appareils grands et lourds, comme des imprimantes 3D ou des robots.

- + Protection du produit, des personnes et de l'environnement
- + Place de travail en acier inoxydable de haute qualité selon AISI 304L avec finition Scotch-brite.
- + Hauteur et profondeur de travail de 1000 mm ! Largeur jusqu'à 2200 mm
- + Verre frontal de sécurité avec cadre en aluminium monté sur gorge
- + Accès facile et pratique grâce à la fenêtre frontale à charnière.
- + Passages dans les fenêtres latérales
- + Prises internes avec protection IP66
- + Surfaces de travail renforcées pouvant supporter jusqu'
- + L'éclairage optimal de la zone de travail est garanti.
- + Mise à niveau Premium pour un fonctionnement encore plus silencieux et plus économe en énergie possible.
- + Largeurs spéciales et demandes spéciales possible



sur demande !

Type	Dimensions ext. (l x p x h) mm	Dimensions int. (l x p x h) mm	UC	Référence
SafeFAST XXL212	1332 x 1182 x 2530	1190 x 1000 x 1000	1	7932145
SafeFAST XXL215	1637 x 1182 x 2530	1495 x 1000 x 1000	1	7932737
SafeFAST XXL218	1942 x 1182 x 2530	1812 x 1000 x 1000	1	7932308
SafeFAST XXL222	2398 x 1182 x 2530	2256 x 1000 x 1000	1	7932373

Les meilleurs Agitateurs en Top Offre !



Agitateur magnétique LLG RCT standard 2.0

La prochaine génération du top-seller IKA/LLG-Labware LLG-RCT Standard. Nouveau design, nouvelles fonctions ! Qualité éprouvée et fiable !

Contenu de la livraison:

- + Agitateur magnétique, sonde de température PT1000, tournevis, capot de protection, câble d'alimentation C16 (H11)

40% Rabais

Description	Capacité l	Vitesse min-1	Surface de pose Ø mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Agitateur magnétique LLG RCT standard 2.0	20	50 ... 1500	135	1	6320401	949.00	569.40



Agitateur vortex LLG-uniTEXER multi

Le nouveau LLG-uniTEXER multi permet l'agitation par vortex de différents tubes et récipients sans qu'un adaptateur supplémentaire soit nécessaire. Le LLG-uniTEXER multi peut être utilisé en mode continu ou avec la fonction tactile pour un fonctionnement de courte durée.

- + Réglage continu de la vitesse de 0 à 3000 tr/min
- + Fonction tactile pour un fonctionnement de courte durée
- + Très facile à nettoyer
- + Les pieds en élastomère assurent une excellente stabilité sur la paillasse
- + Design moderne actualisé
- + Corps robuste en ABS

40% Rabais

Contenu de la livraison: Agitateur vortex, 1 embout universel, instructions

Type	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
LLG-uniTEXER multi	1	6263507	340.00	204.00

Agitateur magnétique Hei-PLATE Mix n Heat Core+, LLG Premium Line

Le nouvel agitateur magnétique Hei PLATE Mix n Heat Core+ offre une qualité convaincante, une excellente fonctionnalité et une grande facilité d'utilisation.

Contenu de la livraison :

Agitateur magnétique Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+, capteur de température Pt1000 (V4A), fixation pour Pt1000 (y compris tige de maintien, dispositif de maintien avec guidage de câble), couvercle en silicone

- + Quantité d'agitation max. (H2O) : 20 l
- + Vitesse de rotation : 100 ... 1400 min-1
- + Puissance de chauffage : 800 W
- + Plage de température : 20 ... 300 °C
- + Dimensions de la surface d'installation : Ø 145 mm

30% Rabais

Type	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+	1	6490528	995.00	696.50



interscience

Innovant et de qualité !

FlexiPump® / FlexiPump®Pro

FlexiPump est une pompe péristaltique avec précision améliorée pour le dosage de milieux de culture, Agar et d'autres liquides. FlexiPump est compact et ergonomique et dispose d'une interface intuitive.

FlexiPump®:

- + Modes de dosage: en continu - volume déterminé - volume déterminé avec pause ajustable entre chaque dose
- + Volume d'une dose : 50 µl à 99,9 litres
- + Débit jusqu'à 1.25 l/min

FlexiPump®Pro:

- + Modes de dosage: en continu - volume déterminé - volume déterminé avec pause ajustable entre chaque dose
- + Volume d'une dose : 50 µl à 99,9 litres.
- + Débit jusqu'à 2.5 l/min
- + Interfaces : USB, RS 232, Jack 3.5 mm
- + Tête de pompe double



Type	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
FlexiPump®	1	6274679	3'566.00	2'924.10
FlexiPump®Pro	1	6268781	4'229.00	3'467.80

18% Rabais

Malaxeur d'échantillons BagMixer®400 Série S et accessoires

Agitateur de laboratoire nouvelle génération BagMixer® 400 S / 400 SW, silencieux, facile à utiliser, avec un design robuste. Avec un niveau de bruit nettement plus faible en mélange, il est adapté à tous les types d'applications de laboratoire. Pour une extraction bactérienne optimale. Pas de contamination croisée avec les sachets filtres pour malaxeur stériles.

- + BagMixer® 400 S sans hublot ou BagMixer® 400 SW avec hublot.
- + Mélange peu bruyant avec moins de 48 db
- + Homogénéisation des échantillons en 60 sec
- + LiquidSensor détecte les sachets non étanches

interscience



Type	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
BagMixer® 400 S	1	6261704	5'280.00	4'329.60
BagMixer® 400 SW	1	6261705	6'397.00	5'245.55
Sacs BagSystem®, stériles Type: BagFilter® P 400	500	9570078	344.00	206.40
Sacs BagSystem®, stériles Type: BagLight® PolySilk 400	500	4662244	91.40	54.85


18-40% Rabais

Désodorisant pour autoclave Anabac®

interscience

Convient pour toutes sortes d'autoclaves (jusqu'à max. 200 litres). Pour tous milieux et toutes sortes de déchets microbiologiques. La bille se dissout pendant l'autoclavage et le parfum est libéré.

Description	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Parfum eucalyptus	100	6228599	154.10	84.75
Parfum pomme	100	6231161	154.10	84.75
Parfum citron	100	6231720	154.10	84.75
Parfum pêche	100	7626766	154.10	84.75
Parfum naturel de noix de coco	50	6318004	109.00	59.95
Parfum naturel de vanille	50	6318005	109.00	59.95
Parfum naturel de mimosa	50	6318006	109.00	59.95



45% Rabais

TPP - souvent copié, jamais égalé !



TPP Technique de Vacuum "rapid"-Filtermax

Ce système de filtration sous vide de TPP permet d'obtenir un haut rendement et une filtration rapide de votre solution. Tous les systèmes de filtration sous vide TPP de la famille "rapid"-Filtermax possèdent les mêmes caractéristiques de produit :

- + Forme carrée
- + Vitesse d'écoulement élevée
- + Les Filtermax s'adaptent aux bouteilles Duran originales avec un filetage GL 45

Volume ml	Description	Dim. (lpxh) mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF
150	complet	93 x 93 x 103	18	TPP99150	194.00
150	Filtre	89 x 89 x 57	36	TPP99155	322.00
150	Flacon	93 x 93 x 63	24	TPP99157	94.50
250	complet	93 x 93 x 143	12	TPP99250	146.00
250	Filtre	89 x 89 x 75	24	TPP99255	231.00
250	Flacon	93 x 93 x 87	24	TPP99257	121.00
500	complet	93 x 93 x 213	10	TPP99500	169.00
500	Filtre	89 x 89 x 111	21	TPP99505	259.00
500	Flacon	93 x 93 x 121	36	TPP99507	292.00
1000	complet	111 x 111 x 285	9	TPP99950	315.00
1000	Filtre	108 x 108 x 143	12	TPP99955	303.00
1000	Flacon	111 x 111 x 160	20	TPP99957	250.00



TPP Flacons pour culture cellulaire



La couleur jaune typique de TPP représente depuis des années une garantie de stabilité et mise également sur un effet visuel attractif en combinant sur les flacons de culture cellulaire, des plages d'écriture bien lisibles.

L'accès total des pipettes et grattoirs TPP dans les moindres recoins révèle un autre aspect pratique de nos flacons à culture cellulaire. L'air de croissance avec sa surface uniformément traitée conjointement avec son extrême transparence, complète la haute qualité de ce produit.

Surface de culture cm ²	Fermeture	Volume ml max. Recommandation	Dimension mm	Stérile sub-unité	UC	Référence	Prix/Unité CHF
25	VENT	15 3-8	92 x 51 x 29	10	360	TPP90025	411.00
25	Filter	15 3-8	92 x 51 x 29	10	360	TPP90026	422.00
75	VENT	65 8-22	155 x 87 x 40	5	100	TPP90075	218.00
75	Filter	65 8-22	155 x 87 x 40	5	100	TPP90076	237.00
150	VENT	165 15-45	210 x 122 x 50	3	36	TPP90150	169.00
150	Filter	165 15-45	210 x 122 x 50	3	36	TPP90151	176.00
300	VENT	410 30-85	275 x 170 x 50	3	18	TPP90300	162.00
300	Filter	410 30-85	275 x 170 x 50	3	18	TPP90301	169.00