

Les meilleures offres des plus grandes marques

FAUST⁺



Prix valables jusqu'au 30.09.2024

Bioréacteurs TPP, Page 12

FASTER PCR Fast, Page 9



Des articles LLG en promotion !



Le pipetage fiable avec LLG !



50% Rabais

Micropipette monocanal LLG-proMLP

Micropipettes monocanal alliant précision et fiabilité à un pipetage des plus ergonomiques. Le pipetage demande très peu d'efforts, ce qui préserve les mains et les pouces, en particulier en cas de tâches de pipetage fréquentes et de longue durée. Les pipettes LLG-proMLP sont ainsi parfaitement adaptées à des travaux scientifiques qui exigent un pipetage précis et reproductible.

Volume μl	Grad μl	Justesse Vol. max. (\pm R%)	Précision Vol. max. (\leq CV%)	Code Couleur	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
0,2 - 2	0.002	1.65	0.75	orange foncé	1	6270420	315.20	157.60
0,5 - 10	0.02	1.10	0.44	rouge	1	6270421	315.20	157.60
2 - 20	0.02	1.00	0.33	jaune clair	1	6270422	315.20	157.60
10 - 100	0.20	0.80	0.17	orange clair	1	6270423	315.20	157.60
20 - 200	0.20	0.80	0.17	jaune foncé	1	6270424	315.20	157.60
100 - 1000	2.00	0.80	0.17	bleu foncé	1	6270425	315.20	157.60
500 - 5000	2.00	0.66	0.18	violet	1	6270426	315.20	157.60
1000 - 10000	20.0	0.60	0.18	bleu clair	1	6270427	315.20	157.60



40% Rabais

LLG-Pipette tip box

La boîte de pointes de pipettes vide et rechargeable au format 8 x 12 peut être remplie avec les racks Reload des pointes de pipette LLG Low Retention.



- + Ouverture et fermeture facile de la boîte avec une seule main
- + Fermeture fiable de la boîte
- + Empilable ; autoclavable


Description	Por pointes	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
LLG-Pipette tip box	10 μl /10 μl XL	8	4694461	22.00	13.20
LLG-Pipette tip box	200	10	4694462	22.00	13.20
LLG-Pipette tip box	1000	10	4694463	24.00	14.40

LLG-Pipette tips Low Retention, PP, reload

Système de remplissage écologique et bon marché pour pointes de pipette avec la boîte de pointes de pipette LLG réutilisable et vendue séparément. Le système Reload est peu encombrant, réduit les déchets plastiques et est facile à manipuler. Les pointes de pipettes disposent d'une face interne hydrophobe et garantissent une récupération maximale de l'échantillon et un pipetage de haute précision.



- + Les racks à code couleur facilitent l'identification des pointes
- + Avec graduation du volume
- + Sans métal ; sans DNase et RNase
- + Autoclavable



40% Rabais

Longueur mm	Volume μl	Forme de la pointe	Conditionnement	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
31.2	10	standard	10 Racks à 96	960	4694453	30.00	18.00
45.8	10	XL	10 Racks à 96	960	4694454	30.00	18.00
53.4	200	standard	10 Racks à 96	960	4694455	30.00	18.00
84.3	1000	standard	5 Racks à 96	480	4694456	18.00	10.80



LLG - Liquid Handling à un niveau élevé !

Réservoirs à réactifs à usage unique LLG economy, en PS

En polystyrène. Conçus pour des travaux avec des pipettes multi-canaux standard avec jusqu'à 12 canaux. Les côtés en angle et un fond en V permettent de récupérer un maximum de réactifs. Tous les réservoirs ont une graduation interne et des becs verseurs à chaque coin. Avec une capacité de 25 ml ou 50 ml. Disponibles en versions stérile et non stérile.

+ Certifiées sans DNase, RNase et pyrogène

Description	Volume ml	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
non stérile, en vrac	25	100	6282144	29.60	17.15
stérile, emballage individuel	25	100	6282145	52.80	31.70
non stérile, en vrac	50	100	6282146	37.50	22.50
stérile, emballage individuel	50	100	6282147	76.30	45.80



40% Rabais

Pissette de sécurité anti gouttes LLG, LDPE

Pissettes bon marchés et rapidement livrables chez VDC-Faust SA

- + Fabriquée à partir de LDPE avec impression de sécurité sur la pissette, conformément au règlement CE n° 1272/2008 (SGH)
- + Code couleur pour une identification simple et rapide du contenu du flacon
- + Tube de distribution spécialement conçu pour optimiser le reflux du liquide
- + Quasiment pas de turbulences grâce à l'absence d'un insert de pulvérisation et au moulage intérieur
- + Nom de la solution chimique et textes d'avertissement en allemand, anglais, français et espagnol

Texte imprimé	Vol. nom. ml	Couleur	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Acétone	500	Rouge	1	9223504	7.55	4.55
Eau distillée	500	Bleu	1	9223505	7.55	4.55
Éthanol	500	Vert	1	9223506	7.55	4.55
Isopropanol	500	Jaune	1	9223507	7.55	4.55
Méthanol	500	Orange	1	9223508	7.55	4.55



40% Rabais

Pipettes Pasteur LLG, en verre sodocalcique

- + ISO 7712. A usage unique
- + Forme et taille régulières
- + A pointe fine effilée de 1,1 mm de diamètre
- + Tube d'aspiration environ 20 mm de long avec étranglement pour recevoir un tampon d'ouate
- + Diamètre de tube externe : 7,1 mm
- + Poire à pipeter à commander séparément

Longueur mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
150	100	9411015	63.20	34.75
230	100	9411020	67.30	37.00



45% Rabais

La verrerie pour votre laboratoire - indispensable !



40% Rabais

Flacon de laboratoire, en verre borosilicaté 3.3, GL 45

Selon DIN 168 - 1. EN ISO 4796-1. Avec graduations, bague anti-goutte, bouchon à vis en PP avec filetage ISO.

Capacité ml	Ø ext. mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
100	100	10	9072331	31.10	18.65
250	138	10	9072332	35.50	21.30
500	176	10	9072334	48.00	28.80
1000	225	10	9072335	71.30	42.80
2000	260	10	9072336	152.70	91.60
5000	330	1	9072337	101.20	60.70
10000	410	1	9072338	162.40	97.45



45% Rabais

Eprouvette, en verre borosilicaté 3.3, forme haute, classe A, graduations bleues

Certificat de conformité avec numéro de lot. DIN EN ISO 4788. Pied hexagonal, avec bec verseur. Calibré (In). Inscriptions en émail bleu. Certificat de lot à télécharger sur le site internet.

Hauteur mm	Vol. nom. ml	Tolérance ml	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
115	5	0.05	1	9274170	12.20	6.70
140	10	0.10	1	9274171	13.00	7.15
170	25	0.25	1	9274172	13.00	7.15
200	50	0.50	1	9274173	14.00	7.70
260	100	0.50	1	9274174	15.30	8.40
335	250	1.00	1	9274175	30.60	16.85
390	500	2.50	1	9274176	33.70	18.55
470	1000	5.00	1	9274177	53.00	29.15
570	2000	10.00	1	9274178	86.70	47.70



50% Rabais

Film de scellage PARAFILM® M

Etirable à 200 %, épaisseur n'importe quelle forme ou surface, même irrégulière. PARAFILM® M résiste à de nombreuses substances polaires jusqu'à 48 h, comme les solutions salines, acides inorganiques et lessives. Une altération est possible après ce laps de temps.

+ Température de fusion : 60 °C + Extensibilité : 200 % + Température d'emploi longue durée : -45

Type	Largeur mm	Longueur mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
PARAFILM® M	50	75	1	9170003	66.70	33.35
PARAFILM® M	100	38	1	9170002	56.00	28.00
PARAFILM® M	100	75	1	9170005	130.40	65.20
PARAFILM® M	500	15	1	9170004	160.60	80.30

grant

Compact, sûr et efficace !

Bain marie JB Nova

Bain marie pour applications générales avec contrôle de température stable, utilisation simple et temps de chauffe court. Quatre modèles disponibles, plateau et couvercle fournis.

- + Température ambiante + 5 °C à 95 °C
 - + Ensemble unique avec technologie Set & Forget™, contrôle de la température rapide et fiable
 - + Stabilité ± 0,5 °C
 - + Commandes simples et intuitives, rapide et facile à régler
 - + Robinet de vidange sur bains 12L, 18L et 26L
 - + Verrouillage du panneau avant pratique - évite les changements de température involontaires
- 3 ans de garantie

Type	Vol. l	Dimensions ext. mm	Dimensions int. mm	Puiss. nom. kW	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
JBN5	5	281 x 131 x 132	335 x 215 x 200	0.35	1	9905870	954.60	668.20
JBN12	12	308 x 281 x 132	360 x 380 x 225	0.80	1	9905871	1103.00	772.10
JBN18	18	281 x 485 x 132	335 x 590 x 275	1.40	1	9905872	1470.70	1'029.50
JBN26	26	278 x 481 x 182	335 x 590 x 275	1.40	1	9905873	1553.80	1'087.65



30% Rabais

Agitateur à rouleaux LLG-uniROLLER 6 easy et pro

Agitateur à rouleaux analogique ou numérique avec 6 rouleaux pour un mélange efficace d'échantillons biologiques, de substances visqueuses et de suspensions. Il est utilisé dans un grand nombre d'applications, par ex. pour empêcher la coagulation du sang et l'immunoprécipitation.

- + Pour un mélange doux des échantillons
- + Taille max. de récipient : flacon d'un litre
- + Vitesse: 0 ... 70 tr/min // 10 ... 70 tr/min, réglable par pas de 1 tr/min
- + LLG-uniROLLER 6 pro: Ecran LCD

Type	Rouleaux	Poids kg	Dimensions (B x T x H) mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
LLG-uniROLLER 6 easy	6	4.5	260 x 450 x 120	1	6263645	525.30	315.20
LLG-uniROLLER 6 pro	6	5.1	260 x 450 x 120	1	6263647	782.30	469.40



40% Rabais

Agitateur vortex numérique LLG-uniTEXER 4

Agitateur vortex compact avec moteur sans balais et réglage de la vitesse en continu jusqu'à 4200 tr/min pour des re de mélange optimaux. L'affichage numérique indique alternativement la vitesse et le temps réglés.

- + Mode Impulsions programmable
- + Interrupteur à 3 voies (on/off/impulsion)
- + Minuterie réglable de 1 min à 999 min

Contenu de la livraison : Agitateur vortex, accessoire pour tube de centrifugation, accessoire pour disque, bloc d'alimentation

Type	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Digitale Vortexer LLG-uniTEXER 4	1	6263500	397.80	198.90



50% Rabais

Votre sécurité est importante pour nous !



Blouses de laboratoire LLG, 100% coton



Protégez vos vêtements !

- + Fermeture sur le devant avec boutons pressions ; facile et rapide à ouvrir
- + Modèle femme avec ceinture dorsale
- + 1 poche de poitrine extérieure et 2 poches latérales
- + Lavable à 60 °C
- + Matériau : 100 % coton
- + Revers au col
- + Poids : 220 g/m²

Type	Taille	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Blouse de laboratoire pour femmes	36/38	1	9414342	45.00	27.00
Blouse de laboratoire pour femmes	40/42	1	9414343	45.00	27.00
Blouse de laboratoire pour femmes	44/46	1	9414344	45.00	27.00
Blouse de laboratoire pour hommes	44/46	1	9414345	47.10	28.25
Blouse de laboratoire pour hommes	48	1	9414346	47.10	28.25
Blouse de laboratoire pour hommes	50	1	9414347	47.10	28.25
Blouse de laboratoire pour hommes	52	1	9414348	47.10	28.25
Blouse de laboratoire pour hommes	54	1	9414349	47.10	28.25
Blouse de laboratoire pour hommes	56	1	9414350	47.10	28.25

40% Rabais



Combinaison à usage unique pour protection chimique Tyvek® 500 Xpert, Type 5/6, HDPE

Modèle CHF5 DuPont™ Tyvek® 500 Xpert. Combinaison à capuche disponible en blanc, dans les tailles S à XXXL . Robuste et légère (< 180g par vêtement) . Ajustement optimal à tête et au visage lorsque l'on tourne la tête. Élastique au visage, aux poignets et aux chevilles. Zone d'entrejambe ample pour une grande mobilité. Large, facile à saisir, fermeture à glissière. Les vêtements de protection en Tyvek® sont composés de fibres en polyéthylène haute densité, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Le Tyvek® est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais repousse les liquides et les aérosols à base d'eau. Il offre une excellente barrière contre les particules fines et les fibres (jusqu'à 1 micron), est très peu pelucheux et bénéficie d'un traitement antistatique. Pas d'ajout de silicone.

- + Vêtements de protection chimique, Catégorie III, Type 5 -B et B - 6
- + EN 14126 (barrière aux agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
- + Traitement antistatique (EN 1149-5) des deux côtés
- + Coutures externes dotés d'une technologie en instance de brevet pour une meilleure étanchéité aux projections de liquide
- + Fermeture à glissière avec rabat et verrouillage automatique Tyvek®

Taille	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
S	1	9390054	16.00	11.20
M	1	9390055	16.10	11.25
L	1	9390056	15.00	10.50
XL	1	9390057	16.10	11.25
XXL	1	9390058	16.10	11.25
XXXL	1	9390059	15.00	10.50

30% Rabais

Protégez-vous confortablement et facilement !

Surchaussures à usage unique, PP, CPE

- + Matériau blanc intissé
- + Semelle bleue anti dérapante
- + Longueur approx. 40 cm.



Type	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Surchaussures à usage unique	100	9414050	11.40	6.85

40% Rabais

Charlotte LLG, en PP

- + Polypropylène non-tissé 10 g/m2
- + en taille unique Ø 52 cm avec bande élastique
- + sans latex



Type	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Charlotte LLG, vert	100	6282788	8.35	5.00
Charlotte LLG, blanc	100	6282789	8.35	5.00
Charlotte LLG, bleu	100	6282790	8.35	5.00

40% Rabais

Gants à usage unique LLG standard, nitrile, non poudrés

Gant protecteur à usage unique en nitrile combinant bon confort de port et protection chimique élevée - autrement dit les gants standard pour le laboratoire.

- + Cat. III contre les risques chimiques faibles. AQL 1,5.
- + Exempt de phtalates/plastifiants et de protéines de latex allergènes.
- + Épaisseur mesurée deux fois : 0,16 mm



Taille	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
S	100	9006375	16.30	8.15
M	100	9006376	16.30	8.15
L	100	9006377	16.30	8.15
XL	90	9006378	16.30	8.15

50% Rabais

Gants à usage unique LLG ergo, nitrile, non poudrés

Gant de protection, à usage unique, en nitrile, combinant le confort de port, la sensation tactile élevée du latex à la fonction protectrice du nitrile. Aucun risque d'allergie !

- + Cat. III contre les risques chimiques faibles. AQL 1,5.
- + Exempt de phtalates/plastifiants et de protéines de latex allergènes
- + Fin - très confortable à porter ! épaisseur mesurée deux fois : 0,12 mm



Taille	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
XS	200	9006370	17.90	11.65
S	200	9006371	17.90	11.65
M	200	9006372	17.90	11.65
L	200	9006373	17.90	11.65
XL	180	9006374	17.90	11.65

35% Rabais

Des aides indispensables dans votre laboratoire PCR !



Agarose LLG standard




L'agarose LLG est idéale pour la séparation de routine des fragments d'ADN et d'ARN, ainsi que des produits PCR avec l'électrophorèse. La grande transparence et le faible arrière-plan du gel d'agarose permettent d'obtenir des bandes claires et bien délimitées.

- + Très bonne solubilité et formation rapide du gel
- + Force de gel élevée même en cas de faibles concentrations d'agarose
- + Convient pour des concentrations d'agarose de 0,75 à 2 %
- + Bonne capacité de séparation pour les fragments d'acides nucléiques entre 250 bp et 23 kb
- + Exempt de DNase et RNase

Capacité g	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
100	1	4681511	72.00	43.20
500	1	4681512	314.00	188.40

40% Rabais



96-Well PCR Rack, PP

- + Fabriqué en polypropylène haute densité entièrement autoclavable. Excellent rack pour échantillonnage «avant» et "après" PCR
- + Ce support peut être utilisé seul ou inséré
- + Ce support est conçu pour accueillir 96 tubes PCR 0.2ml ou barrettes de 8 et 12 tubes
- + Emplacements identifiés par caractères alphanumériques en relief
- + Couvercle transparent translucide protège les tubes, possède une surface antidérapante pour permettre un empilage sûr de plusieurs racks
- + Dimensions (l x p x h): 125 x 88 x 31 mm

Description	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
pour les tubes de 0.2ml	1	6255804	7.25	4.70

35% Rabais



Eau, sans nucléase

A utiliser dans toute application de biologie moléculaire. L'eau sans nucléase est une eau pure dont la qualité a été contrôlée, qui convient pour toutes les expériences qui exigent de l'eau sans nucléase, dont les applications de biologie moléculaire. L'eau sans nucléase est fabriquée selon un procédé protégé qui produit de l'eau déionisée exempte de DNase, RNase et nucléase sans utiliser d'additifs chimiques comme le diéthylpyrocarbonate (DPEC). L'eau sans nucléase est livrée dans des récipients exempts de nucléase.

Description	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Eau, sans nucléase	1	4675029	71.00	42.60

40% Rabais



FASTER - Protection et sécurité au plus haut niveau !

Faster PCR FAST et Accessoires

Le nouveau poste PCR est arrivée ! Le PCR FAST appartient à la dernière génération de flux fabriqués par FASTER. Il a été spécialement conçu et fabriqué pour le traitement des réactions PCR sensibles ainsi que pour la manipulation des échantillons d'ADN ou d'ARN en général.

- + Une nouvelle lampe UV LED garantit
 - surface décontaminée en raison d'une dénaturation
 - longueur d'onde constante de 275 nm
 - coûts d'entretien très faibles et longue durée de vie
- + Le plan de travail et la paroi arrière sont en acier inoxydable AISI 304 de haute qualité.
- + lumière LED pour un éclairage optimal + faibles coûts énergétiques
- + ouverture de travail de 200 mm; ouverture frontale complètement articulée (540 mm)
- + Système de verrouillage UV garantissant la protection contre les rayons UV + Prise interne avec indice de protection IP66
- + Passage dans les panneaux latéraux
- + Filtre HEPA disponible en option pour la transformation en flux laminaire vertical avec une pureté de l'air de classe ISO 3.
- + Dimensions extérieures = 712 x 620 x 860 mm (l x p x h)
- + Dimensions intérieures = 700 x 600 x 550 mm (l x p x h)

Accessoires:

- + Kit de ventilation pour hotte pour PCR PCR FAST
- + Châssis pour hotte pour PCR PCR FAST

SafeFast Premium

Le modèle Premium est imbattable dans sa catégorie et combine les normes de sécurité les plus élevées avec une grande efficacité énergétique. Un fonctionnement extrêmement silencieux et une faible consommation d'énergie sont les attributs les plus remarquables.

Caractéristiques:

- + Finition métal revêtu d'époxy avec peinture antibactérienne (ALESTA®)
- + Niveau de sonore extrêmement faible
- + Consommation énergétique extrêmement faible
- + Lumière interne LED à intensité variable: Mode veille unique
- + Panneau arrière interne en acier inoxydable AISI316L
- + équipé de deux moteurs de série de ventilateur
- + Panneau frontal entièrement articulé pour un nettoyage facile
- + DEHS 100% port
- + Vitres avant et latérales en verre de sécurité
- + Fenêtres latérales équipées de passages de câbles pour les raccordements optionnels (par exemple, robinet de gaz) - peuvent également être utilisées comme traversées pour le tuyau d'aspiration
- + Fenêtre avant à commande électrique - biseautée pour un travail ergonomique
- + Ouverture : hauteur de travail = 160 mm (différentes ouvertures de travail disponibles sur demande)
- + Hauteur maximale = 440 mm pour le transfert des ustensiles.
- + Panneau de contrôle convivial avec écran LCD avec les contrôles suivants



sur demande !



sur demande !

Éliminez sans crainte et en toute sécurité !



Sac autoclavable LLG, PP standard et transparent

Pour l'élimination des articles de laboratoire contaminés. Epaisseur du film env. 50 µm, avec soudure de fond extra large. Pour autoclave, le sachet ne doit être que légèrement fermé.

Largeur mm	Long. mm	Vol. l	Type	Autocl. °C	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
200	300	1.5	standard	134	100	9404099	15.70	9.40
200	300	1.5	transparent	121	100	9404020	21.00	13.10

40% Rabais



Support pour sacs à déchets

- + Blanc
- + Tige d'acier
- + Revêtement en résine epoxy
- + Avec pieds en caoutchouc

Attention : Ne jamais déposer d'objets tranchants, tels que des aiguilles dans les sacs plastiques. Toujours stériliser à la vapeur les sacs non scellés. Risque de blessures !

Description	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Support pour sacs à déchets	1	7060716	13.20	7.90

40% Rabais



Récipient collecteur de déchets et aiguilles usagées

- + Résistant à la casse, à la pénétration et stable en cas d'usage conforme aux prescriptions de la norme DIN EN ISO 23907
- + Grande ouverture pour l'élimination d'instruments médicaux
- + Couvercle restant librement en position ouverte par un léger enclenchement
- + Fermeture temporaire d'une main
- + La fermeture finale est audible et perceptible
- + Indication du niveau de remplissage maximum sur le couvercle ou directement sur la boîte
- + Autoclavable à 134° pendant 18 minutes maximum (sauf pour la Medibox@0,8 litres)
- + Certifié selon aDr2015, 2008/68/ec et ISO 23907 (sauf la Medibox@0,8 litres)
- + Conformes aux prescriptions relatives aux conteneurs de déchets selon TrBa 250

Dimensions (l x p x h) mm	Vol. de remplissage l	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
151 x 151 x 200	2.0	1	4661837	5.50	3.30
190 x 190 x 200	3.9	1	4661838	7.90	4.75
190 x 190 x 257	4.8	1	4661839	9.30	5.60
98 x 98 x 180	0.67	1	6314344	5.50	3.30

40% Rabais

Lingettes pour diverses applications !

Chiffons d'essuyage et de laboratoire LLG, 2 plis

Chiffons hygiéniques pour laboratoire en boîte distributrice.

- + 150 chiffons à pliage double, blancs de dimensions 210 x 220 mm.
- + très absorbants et ultra doux.
- + pour applications en milieu sensible.
- + Carton de 30 boîtes de 150 chiffons

Contenu de l'emballage	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Boîte de 30 x 150 chiffons	30	9413220	71.40	46.40



35% Rabais

Mouchoirs en papier Kleenex®, 2 plis, 100 feuilles

Mouchoirs très confortables de grande douceur. Pouvoir absorbant élevé, pour utilisation universelle. Boîte distributrice de 100 mouchoirs, pratique et hygiénique, prêt à l'emploi.

- + 100% cellulose. Blancs. 2 plis. Certifié FSC

Contenu de l'emballage	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Carton avec 21 boîtes de 100 mouchoirs	21	6266483	104.40	57.40



45% Rabais

Chiffon pour nettoyage de précision KIMTECH-SCIENCE, 1 épaisseur

Chiffons de nettoyage pour des travaux de nettoyage légers adaptés aux tâches comme le nettoyage de verres sensibles et autres appareils et surfaces.

- + Peu pelucheux
- + Très absorbant
- + Chiffons de nettoyage blancs en 100 % fibres pures
- + Inerte chimiquement et antistatique
- + Boîte pop-up hygiénique et facile à utiliser
- + Convient pour des utilisations dans les secteurs de la santé, la fabrication, l'optique et

Dimensions mm	Contenu de l'emballage	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
385 x 310	Boîte de 198 formats	1	9413020	39.40	21.65
112 x 208	Boîte de 286 formats	1	9413021	17.00	9.35



45% Rabais

Lingettes LLG, en rouleau, 102 feuilles, 3 plis

Rouleau de 102 feuilles de 220 x 260 mm. 3 couches, blanc.

- + résistant, même mouillé
- + très absorbant
- + ne peluche pas

Contenu de l'emballage	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Rouleau 102 feuilles	30	4.679 906	97.10	53.40



45% Rabais

Reproductibilité optimale de vos cultures !



30% Rabais



Bioréacteurs et Tubes centrifugeurs TPP

Bioréacteurs TPP: Bioréacteur pour la culture cellulaire en laboratoire - stérile - facile à utiliser. Vessel / bioréacteur de la culture cellulaire pour toutes les cellules de suspension. Flexibilité inimaginée pour l'utilisateur. Exclusion, changement de milieu, expériences parallèles, etc. facilitez ces tubes.

Tubes centrifugeurs: Tube centrifugé pour la culture cellulaire en laboratoire - stérile - simplement pour manipuler le tube de tube pour la culture cellulaire en laboratoire - stérile - un tube de centrifugeuse TPP facile à TPP en PP / PS, emballé dans des sacs PE. Les points d'étiquetage blancs et non décortiqués peuvent être appliqués sur le capuchon à vis et fanés avec des stylos ou des crayons. Les capuchons peuvent également être terminés -Les étanches et cachés par le gaz.

Type	Description	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Bioréacteurs TPP TubeSpin® 15ml	Filtre, conique, stéril	800 (40 x 20)	TPP87015	709.00	496.30
Bioréacteurs TPP TubeSpin® 15ml	Filtre, rond, stéril	800 (40 x 20)	TPP87017	764.00	534.80
Bioréacteurs TPP TubeSpin® 50ml	Filtre, conique, stéril	180 (20 x 6)	TPP87050	230.00	161.00
Bioréacteurs TPP TubeSpin® 450ml	Filtre, conique, stéril	32 (1 x 32)	TPP87450	425.00	297.50
Bioréacteurs TPP TubeSpin® 600ml	Filtre, conique, stéril	26 (1 x 36)	TPP87600	464.00	324.80
Tubes centrifugeurs TPP, 15ml	conique, stéril, PP	360	TPP91014	159.00	111.30
Tubes centrifugeurs TPP, 15ml	conique, stéril, PP	800	TPP91015	352.00	246.40
Tubes centrifugeurs TPP, 13ml	rond, stéril, PP	800	TPP91016	364.00	254.80
Tubes centrifugeurs TPP, 16ml	ruond, stéril, PP	800	TPP91017	338.00	236.60
Tubes centrifugeurs TPP, 13ml	plat, stéril, PP	800	TPP91019	364.00	254.80
Tubes centrifugeurs TPP, 50ml	conique, stéril, PP	360	TPP91050	159.00	111.30
Tubes centrifugeurs TPP, 50ml	konisch, stéril, PP	320	TPP91051	159.00	111.30
Tubes centrifugeurs TPP, 50ml	conique, stéril, PP	160	TPP91054	70.50	49.35
Tubes centrifugeurs TPP, 50ml	rond, stéril, PP	360	TPP91056	169.00	118.30
Tubes centrifugeurs TPP, 15ml	conique, stéril, PS	800	TPP91115	372.00	260.40



30% Rabais

TPP Flacons pour culture cellulaire



La couleur jaune typique de TPP représente depuis des années une garantie de stabilité et mise également sur un effet visuel attractif en combinant sur les flacons de culture cellulaire, des plages d'écriture bien lisibles.

L'accès total des pipettes et grattoirs TPP dans les moindres recoins révèle un autre aspect pratique de nos flacons à culture cellulaire. L'air de croissance avec sa surface uniformément traitée conjointement avec son extrême transparence, complète la haute qualité de ce produit.

Surface de culture cm ²	Fermeture	Volume ml max. Recommandation	Dimension mm	Stérile sub-unité	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
25	VENT	15 3-8	92 x 51 x 29	10	360	TPP90025	406.00	284.20
25	Filter	15 3-8	92 x 51 x 29	10	360	TPP90026	417.00	291.90
75	VENT	65 8-22	155 x 87 x 40	5	100	TPP90075	215.00	150.50
75	Filter	65 8-22	155 x 87 x 40	5	100	TPP90076	234.00	163.80
150	VENT	165 15-45	210 x 122 x 50	3	36	TPP90150	167.00	116.90
150	Filter	165 15-45	210 x 122 x 50	3	36	TPP90151	174.00	121.80
300	VENT	410 30-85	275 x 170 x 50	3	18	TPP90300	160.00	112.00
300	Filter	410 30-85	275 x 170 x 50	3	18	TPP90301	167.00	116.90

IKA - votre partenaire pour une incubation sûre !

IKA®

Incubateur à agitation INC 125 FS digital

INC 125 FS digital est le premier agitateur-incubateur avec une plate-forme d'agitation amovible brevetée qui permet une incubation statique ou avec agitation. Lorsque la plate-forme d'agitation est retirée, l'appareil peut être utilisé comme un incubateur normal.

- + Plateforme d'agitation universel pour une fixation immédiate des pinces ou du tapis de maintien
- + Détection automatique de la plate-forme vibrante
- + Arrêt automatique de l'agitation lorsque la porte est ouverte
- + Les fonctions d'agitation et de contrôle de la température peuvent être utilisées indépendamment l'une de l'autre
- + Modes compteur, minuterie et minuterie automatique disponibles
- + Peut accueillir jusqu'à 6 étagères grillagées (sans plate-forme d'agitation)
- + Mode de décontamination disponible
- + Chambre en matériau résistant à la corrosion AISI 304
- + Excellente isolation de la chambre
- + Facile à nettoyer grâce à la plateforme d'agitation amovible et au bac de récupération situé en dessous
- + Porte avec fenêtre en verre à trois couches pour l'observation des échantillons
- + Jusqu'à 2 appareils (agitateur-incubateur ou incubateur) empilables (accessoires nécessaires)
- + Butée de porte interchangeable sur demande



30% Rabais


Type	Amplitude mm	Dim. (l x p x h) mm	Plateau d'agitation (l x p) mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
INC 125 FS digital SP 20	20	700 x 635 x 720	340 x 480	1	4687495	6'238.00	4'366.60
INC 125 FS digital SP 25	25	700 x 635 x 720	340 x 480	1	4687496	6'238.00	4'366.60

Fiole erlenmeyer à col large en verre borosilicaté 3.3

Fioles erlenmeyer à col large pour diverses applications en laboratoire. Livrés rapidement et à des prix avantageux par Faust Laborbedarf AG.

- + DIN ISO 24450
- + Avec bord évasé et graduations

Vol. nom. ml	Ø du col mm	Ø fond mm	Hauteur mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
25	31	41	69	10	9141186	61.10	33.60
50	35	51	85	10	9141180	51.50	28.35
100	35	64	105	10	9141181	25.20	13.85
200	50	79	131	10	9141187	41.40	22.75
250	50	85	140	10	9141182	29.90	16.45
300	50	87	156	10	9141183	39.40	21.65
500	50	105	175	10	9141184	41.50	22.85
1000	50	131	220	10	9141185	70.20	38.60
2000	69	166	280	10	6270181	126.60	69.65



45% Rabais

C'est ainsi que la manipulation des cellules fait plaisir !



50% Rabais

Tamis cellulaire LLG, nylon, stérile



Les tamis cellulaires sont spécialement adaptés à la filtration de lysats de tissus ou de cellules primaires pour la production de suspensions de cellules individuelles.

- + Ouvertures de mailles avec code couleur. Emballé individuellement
- + S'adaptent aux tubes de 50 ml
- + Manipulation aseptique facilitée par la poignée et le bord périphérique
- + Membrane en nylon. Apyrogène

Couleur	Largeur de maille	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
jaune	100 µm	50	6268091	134.60	74.05
blanc	70 µm	50	6268092	134.60	74.05
bleu	40 µm	50	6268093	134.60	74.05



50% Rabais

3DSphero™



La surface 3DSphero™ à très faible adsorption de JET BIOFIL a été développée pour les cultures sphéroïdales et organoïdes et s'applique à une grande variété de formes de produits comme les plaques, les boîtes et les flacons de culture. Les modèles sphéroïdaux 3D peuvent mieux simuler les réseaux cellulaires tridimensionnels, les interactions cellule-matrice et cellule-cellule que les modèles de culture bidimensionnels (2D) classiques.

Description	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Culture plate 6-well	60	4696981	293.00	190.45
Culture plate 96-well (flat bottom)	60	4696982	312.00	202.80
Culture plate 96-well (U bottom)	60	4696983	306.00	198.90
Culture dish 60mm	80	4696984	316.00	205.40
Culture dish 100mm	80	4696985	355.00	230.75
T75 (250 mL, vent) Ultra-low adsorption	60	4696986	319.00	207.35



35% Rabais

Pipette sérologique LLG, PS, stérile



Les pipettes sérologiques LLG sont idéalement adaptées pour les applications sérologiques stériles et celles de cultures cellulaires. Les échelles de graduations faciles à lire simplifient les mesures de volumes et le dosage. Toutes les pipettes sérologiques LLG sont pourvues de bouchon, sont stériles, apyrogènes et disposent d'une capacité volumétrique additionnelle grâce aux graduations supplémentaires.

Les pipettes de 1ml, 5ml, 10ml, 25ml et 50ml ont une échelle de graduation secondaire bi-directionnelle pour un dosage précis

Volume ml	Grad. ml	Code Couleur	Graduations jusqu'à ml	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
10	0.1	orange	-3	200	6268240	92.30	60.00
5	0.1	blau	-3	200	7930401	86.20	56.05
25	0.2	rot	-8	150	7930403	104.00	67.60
1	0.01	gelb	-0.3	500	9380440	73.40	47.70
2	0.02	grün	-0.6	500	9380441	91.30	59.35
50	0.5	violett	-10	100	9380443	113.20	73.60

Congeler en toute sécurité avec TPP et Dacos !



TPP Cryotubes

Cryotubes pour la culture cellulaire en laboratoire - stériles - faciles à manipuler.

- + Tous les cryotubes tiennent debout
- + Le système de blocage évite que les cryotubes bougent pendant le dévissage des bouchons et permet la manipulation des tubes d'une seule main tout en utilisant le portoir TPP990016
- + Tubes pour la conservation des échantillons dans des congélateurs ou à des températures cryogéniques jusqu'à -196 °C
- + Les cryotubes TPP sont livrés dans des sachets refermables pratiques à utiliser.
- + Matériau: PP
- + Stérile sub-unité: 100
- + Sterile Unterverpack.: 100



30% Rabais

Volumen ml	Dimensions (Ø x h) mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
0.9	12 x 37	800	TPP89012	355.00	248.50
1.5	12 x 48	800	TPP89020	338.00	236.60
3.5	12 x 75	400	TPP89040	194.00	135.80
4.5	12 x 90	400	TPP89050	200.00	140.00

Cryoboîtes en PP, 81 emplacements, autoclavables

Les boîtes sont en polypropylène et utilisables jusqu'à -90 °C. Autoclavables jusqu'à +121 °C pendant 20 minutes. Avec grille de séparation 9x9 et idéal pour tubes de 1,0 ou 2,0 ml. Bouchons avec code de position pour chaque emplacement.

Couleur	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
bleu	1	9698708	6.00	5.80
vert	1	9698709	6.00	5.80
naturel	1	9698710	6.00	5.80
rouge	1	9698711	6.00	5.80
jaune	1	9698712	6.00	5.80



30% Rabais

Aide à la congélation pour cultures cellulaires, FreezerCell™

FreezerCell™ peut être utilisé pour de nombreux types de cellules, dont les cellules souches, les cellules primaires, les lignes de cellules et les levures. Le FreezerCell™ n'a pas besoin d'additifs, doit seulement être placé dans un congélateur ultra basse température et le refroidissement se fait à -1 °C par minute.

Type	Dimensions (l x p x h) mm	UC	Référence	Prix/Unité CHF	Prix spécial CHF
Forme hexagonale pour 12 tubes	108 x 108 x 100	1	4665863	205.00	133.85
Forme carrée pour 12 tubes	117 x 117 x 100	1	4665865	200.00	135.20



35% Rabais

Commander plus facilement et plus rapidement !

La gamme complète de produits de laboratoire de fabrication Suisse

Votre fournisseur complet de consommables et d'appareils de laboratoire

www.vdc-faust.ch/account/login



Enregistrez-vous MAINTENANT et profitez d'avantages personnels !

Actions

Jusqu'à 50% de réduction ! Profitez-en dès maintenant !

<p>45%</p> <p>Time</p>	<p>45%</p>	<p>30%</p>	<p>50%</p>	<p>Découvrir toutes les offres</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">%</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">></p>
<p>Scherf Präzision Europa GmbH</p> <p>Scherf Präzision Europa GmbH Laborflaschen, Borosilikatglas 3.3, GL4...</p> <p>17.10 CHF* 31.19 CHF* (45,02% (gspart))</p>	<p>LLG Labware</p> <p>LLG Labware LLG-Spritzflaschen, mit GHS Aufdruck, LDPE ...</p> <p>4.15 CHF* 7.55 CHF* (45,03% (gspart))</p>	<p>TPP Techno Plastic Products AG</p> <p>TPP Techno Plastic Products AG Bouteille de culture cellulaire 25 cm², PS, av...</p> <p>Variantes de 112,00 CHF*</p> <p>284.20 CHF* 406,99 CHF* (économie de 30%)</p>	<p>LLG Labware</p> <p>LLG Labware Agitateur vortex numérique LLG-unITEX...</p> <p>198.90 CHF* 397,80 CHF* (économie de 50%)</p>	